

cosmobelle



cavitation

your silhouette is up to you

English
Français



User manual
Manuel de l'utilisateur
CB1500

cosmobelle



cavitation

your silhouette is up to you

USER MANUAL

Congratulations, First of all we would like to thank you for purchasing SILUET W&M and for the trust you have placed in Cosmobelle. By means of this handy User Manual and following its simple instructions you will achieve results comparable to those obtained from the hands of a professional beautician.

We strongly recommend that you read this User Manual thoroughly, reading and understanding it will help you use SILUET W&M effectively and safely.

CONTENTS

CHAPTER 1

- contents of the box
- SILUET W&M assembly

CHAPTER 2

- basic features of SILUET W&M
- operating instructions

CHAPTER 3

- application modes

CHAPTER 4

- correct, safe use of SILUET W&M

CHAPTER 5

- frequently asked questions about SILUET W&M

CHAPTER 6


- important safety instructions
- parts list
- certificates
- warranty
- technical specifications

CHAPTER 1

Contents of the box

Inside this box you will find everything you need to enjoy SILUET W&M from now onward. Carefully check that the pack contains all of the elements on the following list.

- User manual
- DVD
- Main unit
- Hand unit
- Mains cable
- Cavitation gel
- Post cavitation Lotion
- Toning serum
- Anti-cellulite serum



CHAPTER 2

Basic features of Siluet W&M

SILUET W&M is a hi-tech device that allows us to selectively and efficiently remove the build-up of fat (cellulite, orange skin syndrome) from our body.

The technology used is that of ultrasound emission which produces the physical phenomenon known as cavitation, causing the removal of fat cells.

This technology with proven results is widely used in beauty salons all over the world in order to fight cellulite painlessly and non-invasively.

En

Characteristics of the SILUET W&M model

- Time: Programmable from 1 to 15 minutes.
- Intensity: Programmable at 6 intensity levels.
- Mode: 1 pulsed mode and 1 continuous mode.

With this unit you only have to worry about programming in three simple functions: intensity, time and mode.

The intensity function controls how deep the sound waves penetrate your skin. The greater the intensity, the deeper the waves reach.

The time function allows you to choose how long you wish to work with SILUET W&M. For reasons of safety the time function allows you to choose up to 15 minutes, which corresponds to the maximum recommended time for working a specific area. However, you can reduce this maximum time by 1 minute intervals. Once the selected time has elapsed, SILUET W&M will inform you with a beep.




SILUET W&M also lets you choose the work mode, helping you to select the time interval during which the waves reach your skin. In pulsed mode, the waves are emitted intermittently, whereas in continuous mode the emission is continuous, which means it works harder.

Siluet W&M operating instructions

Precautions: Consult your doctor before beginning to use this appliance. This warning is especially important for people with health problems. Use by those under 18 years of age is not recommended. Keep this appliance out of children's reach.

Starting

- Connect the hand unit to the main unit. To do this, take the plug for the handset and insert into the socket on the main unit as shown in fig. 2.1
- Plug one end of the mains cable into the socket on the machine and the other end into the electric wall socket (220V). fig. 2.2
- Press the switch at the back of the unit to start it (position I). A red light below the screen will light up. fig. 2.3
- Press the  On/Off button to switch the machine on. The screen will switch on and green light below it.



Monitor elements

The SILUET W&M monitor consists of a display screen and five buttons or keys.

- The display provides information about the cavitation session.
- The keys have the following functions:
 - **+** and **- Intensity** (change intensity)
 - **+** and **- Time** (Time settings)
 - **▲** and **▼ Mode** (change mode)
 - **⏻ On/Off**
 - **▶ || Start/Stop**

Cavitation session

There are 3 settings for the massage:

- **Time:** measures the duration of the session in minutes and seconds. You can select between 1 to 15 minutes (in steps of 1 minute).
- **Intensity:** establishes the intensity level for the session. SILUET W&M lets you choose from among 6 levels.
- **Mode:** Pulse type (impulse emission frequency). SILUET W&M allows you to choose between pulsed and continuous mode.

Beginning a session

Once you have plugged the machine into the mains supply and switched it to **position I** press the **On/Off** button and the following default settings will appear on the monitor:

- Time: 10 minutes (10:00:00)
- Intensity: Level 4 **[■][■][■][■]**
- Mode: Continuous **○**

From here you can modify the time, intensity and mode settings to establish the type of session you desire by doing the following:

Changing session duration

Once you are on the default setting screen you can modify the duration of the session by using the **+** and **– (Time)** keys.

The displayed default value is 10:00:00 (10 minutes) but this can be changed in steps of 1 minute between the values 1:00 and 15:00.

Changing massage intensity

Once you have selected the desired time, you can then set the intensity. To do this press the **+** and **– (Intensity)** keys.

The intensity level that appears by default, or from the last session, can be changed by selecting between levels 1 and 6 (1 to 6 squares). The intensity setting can be changed during operation by pressing the **+** and **–** keys.

Changing work mode

You can use the **▲** and **▼** keys (**Mode**) to change the work mode for your session.

By default, the machine operates in **continuous** mode, which is identified with the flashing empty circle located on the left side of the screen . **Pulsed** mode, is identified with the concentric circle icon located on the right side of the screen .

Finally, grip the handset firmly and place it onto the area that you wish to work, then press the **On/Off**  button to start the session. Massage as shown on the DVD or in the “application modes” section.

If you wish to stop the session, just press the **▶ || Start/Stop** button and this will stop the session, resetting the counter to the previously selected time.

When the time counter reaches **0:00** the unit will stop and emit a beep to tell you that the selected session has finished. The counter will return to the previously selected time.

CHAPTER 3

Siluet W&M application modes

Always apply an abundant amount of gel to the area that you wish to work and begin to treat it by sliding the handset slowly and without pressing, as shown in the diagrams.

If you need to purchase gel or any of our pre-cavitation creams you can find them at the retail outlet where you purchased SILUET W&M or find other sales outlets at the website: www.cosmobelle.com

In each of the following sections you will find a table with application protocols. Before beginning to use the appliance, you must determine the level of fat in each area to be treated.


En

- A** Large accumulation of high density fat
- B** Large accumulation of medium density fat
- C** Medium accumulation of medium density fat
- D** Small accumulation of fat
- E** Orange peel syndrome
- F** Maintenance session

Central abdomen

Remember, never apply SILUET W&M to the navel, breasts, the thorax area or the genitals.

Apply an abundant amount of gel on your abdomen and begin to massage the area by sliding the handset slowly and without pressing, as shown in the diagrams.




For best results we recommend applying SILUET W&M by combining different massage techniques (spiral, crossways, circular) during different sessions.

We recommend lying down for a more comfortable SILUET W&M application.

Level	Intensity	Time	Mode
A	4	10'	☉
B	4	10'	○
C	3	10'	○
D	2	8'	○
E	2	8'	○
F	1	8'	○

Sides

Apply gel over the area to be worked using SILUET W&M.




Circular and longitudinal massage movements should be applied from top to bottom as shown in the diagrams. It is important to massage in the correct direction as this will improve drainage. Combine the various massage techniques during different sessions.

Level	Intensity	Time	Mode
A	5	10'	○
B	5	10'	⊙
C	4	10'	⊗
D	2	8'	⊙
E	2	5'	⊙
F	1	5'	⊙

Hips

Apply gel over the area to be worked using SILUET W&M.




Circular and longitudinal massage movements should be applied from the bottom upward as shown in the diagrams. During treatment concentrate on the area with the most fat.

Level	Intensity	Time	Mode
A	4	8'	⊙
B	4	8'	⊙
C	3	8'	⊙
D	3	8'	⊙
E	2	5'	⊙
F	1	5'	⊙

Buttocks

Apply gel over the area to be worked using SILUET W&M.



En


Longitudinal and circular massage should be done in the direction of the arrows shown in the diagrams.

Level	Intensity	Time	Mode
A	6	10'	○
B	6	10'	○
C	5	8'	⊙
D	4	8'	⊙
E	3	10'	⊙
F	1	10'	⊙

Inner thigh

Remember, never apply SILUET W&M from the knee to the foot, there is no significant accumulation of fat in this area.

Apply gel over the area to be worked using SILUET W&M.




Both the longitudinal and circular massage should be done from the bottom upward as shown in the diagrams. Follow these simple instructions to help you get the best results.

Level	Intensity	Time	Mode
A	4	10'	⊙
B	4	10'	⊙
C	3	10'	⊙
D	2	8'	⊙
E	1	8'	⊙
F	1	8'	⊙

Inner knee

Remember not to apply SILUET W&M on the knee joints.

Apply gel over the area to be worked using SILUET W&M.





Apply a light circular massage to this area, as shown in the diagram.

Level	Intensity	Time	Mode
A	3	10'	⊙
B	3	10'	⊙
C	2	8'	⊙
D	2	8'	⊙
E	1	8'	⊙
F	1	8'	⊙

Arms

Remember, never apply SILUET W&M on the hands, forearms or joints.



Make sure to put a generous amount of gel on the area to be worked, this will improve the effectiveness of the treatment and prevent damage to the machine.

Perform the massage, sliding the handset slowly and without pressing. Massaging this area should be applied toward the body, as shown in the diagram.

Level	Intensity	Time	Mode
A	3	8'	⊙
B	3	8'	⊙
C	2	5'	⊙
D	2	3'	⊙
E	1	3'	⊙
F	1	5'	⊙

CHAPTER 4

Correct, safe use of Siluet W&M

For correct and safe use of SILUET W&M, you should keep the following application times in mind:

- **PER WORK AREA: 15 minutes maximum.**

By “work area” we mean each one of the body parts where SILUET W&M can be applied. The various work areas are: arms, abdomen, waist, hips, inner thighs and inner knees.

E.g.: In a single session you can apply SILUET W&M for 15 minutes on your sides and 15 minutes on your arms. But, for example, you must NEVER perform a 30 minute application session just on your sides in the same day.

- **PER SESSION: 30 minutes maximum.**

By session we mean using SILUET W&M on 2 different work areas (15 minutes per area) in the same day.

- **BETWEEN SESSIONS: 72 hours minimum.**

By “between sessions” we mean the rest time between each session. *E.g.: In one week the session schedule (maximum) would be: Monday, Thursday and Sunday.*

- **EVERY 20 SESSIONS: You should rest for 3 weeks.** After this period you may decide to repeat the first treatment or start the maintenance program.
- **MAINTENANCE SESSIONS:** This depends on the individual, but one session per month should suffice.

VERY IMPORTANT

***** Never exceed the application times (15 minutes per area, 30 minutes total in one day).** Your body does not know “where” you are eliminating the fat from, so a session must never include 15 minutes on your sides, 15 minutes on your legs, 15 minutes on your arms, etc. **REMEMBER:** the maximum time during one day, adding all the parts of the body being treated, must be no more than 30 minutes.

***** And, above all, respect the rest period of 72 hours between sessions.** This is the time that your body needs to eliminate all the fat dissolved during the session through the lymphatic system.

CHAPTER 5

Frequently asked questions

What is cavitation?

Cavitation is a non-invasive (surgery free) body shaping technique that reduces volume by eliminating cellulite and localised fat deposits in the abdomen, hips, flanks, arms, inner thighs and knees.

What are the advantages over other methods?

The main advantage is that we can choose the specific areas of the body that we want to work. It could be said that it is a technology which allows us to concentrate on cellulite selectively.

Is cavitation painful?

Use of SILUET W&M should never cause pain.

Is it normal to hear a slight buzzing in your ears while using SILUET W&M?

Yes, some users may detect a slight buzzing sound during its application.

Can it be used on all parts of the body?

It cannot be applied to all parts of the body. Under no circumstances can it be applied to: the head or face, neck, breasts, the thorax, navel, forearm, joints, genitals, back, ankles or lymph glands.

Does SILUET W&M reduce weight and volume?

SILUET W&M eliminates clusters of fat, which have weight, consequently your body loses volume.

Is SILUET W&M effective on orange peel syndrome?

Yes, SILUET W&M is effective on orange peel syndrome because it destroys adipose cells that cause fat storage.

Can SILUET W&M be used to remove wrinkles?

No, SILUET W&M has not been designed to remove wrinkles.

Can SILUET W&M be used on the face?

SILUET W&M must NEVER be used on the face, eyes or neck.

After how many sessions will I begin to see results?

You should notice results after the first five sessions, however results may vary depending on the subject.

How long should I wait between sessions?

It is advisable to wait 72 hours between sessions.

Does cellulite reappear after using SILUET W&M?

Although SILUET W&M ensures effective and long-lasting results, we cannot guarantee against cellulite reappearing. To prevent the appearance of new cellulite we recommend a balanced diet, regular physical exercise and maintenance sessions using SILUET W&M.

Are there any side effects?

If you are healthy, SILUET W&M has no reported side effects, nevertheless in some people it may produce a reddening of the skin that can last for about 2 hours.

Is it necessary to combine SILUET W&M with a special diet?

No, it is not necessary to follow any special diet, but a balanced diet and proper hydration is highly advisable.

How much water should I drink?

It is essential to begin hydrating yourself two hours before applying SILUET W&M. The recommended quantity is at least 2 litres during these periods, as it helps to eliminate toxins.

Is it necessary to combine SILUET W&M with a sports activity?

No, this is not strictly necessary, but at least 30 minutes of physical activity will enhance the results as it helps to drain fluids.

Which sports activities can supplement SILUET W&M?

The vibration platform is the ideal complement due to its toning and draining qualities. But if you do not have access to a platform, then walking, exercise bike, swimming or any other aerobic exercise for at least 30 minutes is very helpful.

How can I enhance the effects of SILUET W&M?

By combining a balanced diet with regular physical exercise and drinking plenty of water. Added to which, drainage massage can also be very useful.

What are the anti-cellulite and toning gels for? When do I use them?

1. Anti-cellulite gel: Contains active ingredients that help eliminate cellulite.
2. Toning gel: Contains active ingredients that make the treated area firmer.

The application sequence is as follows: during the first few days of treatment use the anti-cellulite gel and once you begin to notice results, use the toning gel. This is applied before the Cavitation gel, as with any other serum. The area should be massaged until it is well absorbed and then apply plenty of cavitation gel to start the session.

Can I use SILUET W&M without applying gel?

NEVER, because the gel acts as a conductor for the ultrasonic sound waves with your body. If you do not use gel then the SILUET W&M application loses its effectiveness and the machine can be severely damaged.

Can I use any type of gel?

We recommend using only COSMOBELLE gel, as the use of any other type may damage the machine.

When is it inadvisable to use SILUET W&M?

- If you are pregnant or think you might be.
- If you are breast-feeding.
- Undergoing fertility treatments.
- If you have any kind of heart disease.
- If you suffer from skin problems.
- Osteoporosis.
- Fibromyalgia.
- Malignant tumours.
- Hypertension.
- High cholesterol levels.
- Kidney problems.
- Physical shortcomings.
- Metal implants or prostheses.
- Hearing implants.
- Physical malformations.
- Epilepsy.
- Long-term treatment with medications: anti-inflammatories, anticoagulants, antibiotics or antihistamines.
- Depression.
- Psychiatric or psychological treatment.
- Liver problems (fatty liver).
- Irritable bowel syndrome.
- Diabetes.

Can I use SILUET W&M if I am pregnant?

NEVER use SILUET W&M if you are pregnant or suspect you might be.

Can SILUET W&M be used during lactation?

Do not use it during lactation.

Can SILUET W&M be used on the breasts?

NEVER apply it to the breasts.

Can I use SILUET W&M during menstruation?

Use on the abdominal area is not advisable during menstruation as it may cause increased bleeding. However, it can be applied in other areas.

Can I use SILUET W&M if I have an IUD?

Yes.

Can SILUET W&M be used on tattooed skin?

No. You should avoid passing the handset over tattooed areas.

Can I use SILUET W&M if I have implants (pins, etc)?

SILUET W&M can be used if you have implants as long as you NEVER massage these areas: for example, if the implant is in the knee, there is no problem massaging the abdomen. Nor will there be problem if the implant is in your back, because you should never use SILUET W&M on this part of the body.

Can SILUET W&M affect my cholesterol levels?

Use of SILUET W&M may increase your cholesterol levels.

Can SILUET W&M be used with skin conditions?

It should not be used if you have any skin condition. Consult your doctor.

Can I use SILUET W&M if I have hearing implants?

Do not use it if you have hearing implants fitted.

Can I use SILUET W&M when I am bathing or showering?

Under no circumstances should the handset or the machine come into contact with water due to the risk of electrocution.

How do I clean SILUET W&M and the handset?

Never immerse SILUET W&M or the handset in water to clean it. Use a cloth slightly dampened with water.

CHAPTER 6

Important safety advice

Do not modify the electric plug supplied with the unit. If it does not fit the wall socket then get an electrician to install a suitable electrical socket.

This product should be used on a 220-240 volt circuit and has an earthed plug similar to that shown in **fig. 5.1**

Follow these recommendations:

1. Never use accessories that are not recommended by the manufacturer.
2. Do not use the machine if the mains cable becomes damaged or worn.
3. Keep the mains cable away from hot surfaces.
4. Do not use the machine outdoors.
5. To unplug the machine, first put the switch to the «0» position and then unplug it from the wall socket.




Protection

This model is equipped with an electronic circuit breaker to protect both the electronic and electrical circuits.

This safety device (fuse) will be automatically triggered if the unit is subjected to abnormal force or heat.

Should this occur:

1. Unplug the cable from the mains supply.
2. Set switch (L), located on the side of the machine, to the «0» (OFF) position **fig. 5.2**
3. Unscrew the machine's outer casing
4. Change the fuse (1 Amp) located inside the fuse holder, next to the mains cord connector **fig. 5.3**
5. Plug the unit into a wall socket. Set switch (L) to the «I» (ON) position **fig. 5.2**



Warranty

We suggest that you read through this document carefully in order to fully understand the cover that the manufacturer offers as well as your responsibilities as owner.

Guarantees

GENERAL INFORMATION

EXERCYCLE, S.L., as distributor of Copsmobelle, would like to thank you for purchasing this product and the trust you have placed in us. Our products have been subjected to rigorous quality checks. Nevertheless, should you experience any problem with this appliance during the guarantee period then please read through these warranty conditions and then get in touch with your local authorised dealer.

This guarantee certificate has been drafted in accordance with that stated in Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council 25th May, 1999, regarding on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees, incorporated into Spanish Law by virtue of Law 23/2003, 10th July; Guarantees on the sale of consumer goods.

To this effect, EXERCYCLE, S.L. VAT n° B-01029032, with business address c/ Zurrupitieta 22, Vitoria, Spain, guarantees this product under the following terms and conditions:

1. GUARANTEE PERIOD

The product covered by this guarantee certificate is protected for a period of TWO (2) YEARS as from the date of receiving the product, which will be taken as the date that appears on the sales receipt for the product or on the corresponding delivery docket should this be later. It is essential that this be presented in the event of possible repairs. The policy regarding the warranty period may vary between different countries. The stated warranty period is only applicable to Europe.

2. RIGHTS UNDER THE GUARANTEE

- Repair or replacement of the product which, in such instance, will be carried out within a reasonable period and without significant inconvenience to the consumer, taking into account of the nature of the goods and the purpose for which the consumer required them.
- Those cases in which the repair or replacement represents a disproportionate cost for the seller in comparison with other forms of remedy will be exempt assuming these do not prejudice the consumer.
- Repairs will be free for the consumer with regard to labour, materials and carriage.
- In the event that the machine is repaired or replaced with a new one, the guarantee period will be suspended temporarily until the new appliance has been delivered and will carry at least six months of guarantee, however under no circumstances will a new 2 year period be initiated.

- The buyer may, as is apparent, require (i) a reduction in price or proceed to a (ii) recession of the contract when the repair or replacement is not carried out within a reasonable time or with significant inconvenience to the buyer. The reduction in price (i) will be proportional to the difference between the value that the goods would have had if they had been delivered in accordance with the contract and the actual value that the goods were worth at the time of the said delivery. Recession of the contract (ii) will not proceed when the non-conformity is of minor importance.

3. THE GUARANTEE DOES NOT COVER

- Defects attributable to use other than that established in the User Manual.
- Professional use or commercial leasing or hiring of the product.
- Poor installation, poor assembly or breakage of components due to improper installation, (the User Manual gives detailed instructions on how to install and use the machine).
- Improper use of the product (use without applying gel, exceeding operating times, exposure to high moisture levels, etc.) or problems arising from poor maintenance (accumulation of dirt on any part of the product or its accessories, etc.) (check the User Manual for detailed instructions on how to install and use the product).
- Repairs carried out by persons not authorised by EXERCYCLE, S.L. or appliances that have been opened or tampered with by persons not authorised by the manufacturer.
- Deviations from the standard product, such as light vibration, noise or breakage of components that do not affect the performance of the machine and which cannot be attributed to manufacturing faults.
- Scratches, scrapes, abrasions, knocks, falls, etc. caused by carelessness.
- Defects on the appliance caused by damage during transit.

4. CLAIMING AGAINST THE GUARANTEE

- Claims made for nonconformities will be limited to three years as from the date that the goods were delivered.
- The consumer must report the existence of the defect within a period of 2 months as from the date that the defect was discovered.
- This guarantee does not affect the consumer's statutory rights under any applicable law, unless it is incompatible with the application of other actions derived from compensation sought for hidden faults in the contract of sale.
- With regard to queries that may arise from the interpretation or application of this guarantee, these will be governed by the corresponding national law.

Any discrepancy arising from the interpretation, validity or application of this contract will be subject to the courts and tribunals of Vitoria, Spain.

Certificates

By virtue of this document, Exercycle S.L., as distributor for Cosmobelle, declares that this product meets the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2004/108/EC and 2006/95/EC.


Parts list

En

2 Handset



16 Mains cable



G01 Main unit



To order replacement parts, please indicate:

The machine model	Corresponding part N°	Quantity
-------------------	-----------------------	----------

Ejemplo:

CB1500	16	1
--------	----	---

Technical specifications

Net weight: 2.3 kg.

Dimensions (length x width x height): 32 x 17 x 13 cm.

Freq. Ultrasound: 40 kHz

Output power: 5 to 20 W (depending on program)

Power supply:

- Frequency: 50 Hz
- Voltage: AC 220V

cosmobelle



cavitation

your silhouette is up to you

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Félicitations ! Nous tenons en tout premier lieu à vous remercier d'avoir acheté l'appareil SILUET W&M et pour la confiance témoignée envers Cosmobelle. En suivant les conseils contenus dans ce pratique manuel de l'utilisateur vous obtiendrez pour ainsi dire les mêmes résultats que ceux produits par les mains d'un professionnel de la beauté.

Nous vous recommandons vivement de lire et de bien comprendre ce Manuel de l'utilisateur qui vous permettra d'utiliser SILUET W&M d'une façon très efficace et en toute sécurité.

CONTENUS

CHAPITRE 1

- contenu de la caisse
- montage de SILUET W&M

CHAPITRE 2

- caractéristiques principales de SILUET W&M
- mode d'emploi

CHAPITRE 3

- modes d'application

CHAPITRE 4

- pour une bonne application en toute sécurité de SILUET W&M

CHAPITRE 5

- questions fréquentes à propos de SILUET W&M

CHAPITRE 6


- informations importantes relatives à la sécurité
- nomenclature des pièces
- certificats
- garantie
- caractéristiques techniques

CHAPITRE 1

Contenu de la caisse

Cette caisse contient tous les éléments nécessaires pour utiliser dès à présent l'appareil SILUET W&M. Vérifier minutieusement, à l'aide de la liste ci-après, qu'il ne manque aucun élément.

- Manuel de l'utilisateur
- DVD
- Bloc central
- Applicateur
- Cordon de branchement électrique
- Gel de Cavitation
- Lotion après-cavitation
- Sérum raffermissant
- Sérum anticellulite



CHAPITRE 2

Caractéristiques principales de Siluet W&M

Fr

SILUET W&M est un dispositif à haute technologie qui permet d'éliminer de façon sélective et efficace les amas graisseux localisés (cellulite et peau d'orange).

La technologie utilisée est celle de l'émission d'ultrasons qui produisent le phénomène physique dénommé cavitation qui élimine les cellules de graisse.

Cette technologie aux indéniables résultats est largement utilisée dans les instituts de beauté du monde entier pour éliminer la cellulite, d'une façon indolore et non-invasive.

Caractéristiques du modèle SILUET W&M

- Temps: Programmable de 1 à 15 minutes.
- Intensité: Programmables dans 6 niveaux d'intensité.
- Mode: 1 mode pulsé et 1 mode continu.

Dans cette unité, il suffira tout simplement de programmer facilement trois fonctions: intensité, temps et mode.

L'intensité permet de contrôler le niveau de pénétration des ondes sonores dans la peau. Plus l'intensité sera élevée et plus la profondeur atteinte par les ondes sera importante.

La fonction temps permet de sélectionner les minutes pendant lesquelles vous voudrez travailler avec SILUET W&M. Par mesure de sécurité, le temps que vous pourrez programmer peut aller jusqu'à 15 minutes il s'agit du temps maximum recommandé pour travailler une zone. Cependant, il est possible de réduire ce temps maximum à des intervalles d'une minute. À écoulement du temps sélectionné, SILUET W&M émettra un signal sonore pour en informer l'utilisateur.




SILUET W&M permet également de choisir le mode de travail pour pouvoir ainsi sélectionner l'intervalle de temps pris par les ondes pour arriver sur la peau. Dans le mode pulsé, les ondes sont émises de façon intermittente tandis que dans le mode continue les ondes sont émises sans interruption et de ce fait le travail est plus important.

Mode d'emploi de Siluet W&M

Précautions: Avant d'utiliser cet appareil, demandez l'avis de votre médecin. Ce conseil est particulièrement important pour les personnes ayant des problèmes de santé. L'utilisation de cet appareil est déconseillée aux moins de 18 ans. Tenir cet appareil hors de la portée des enfants.

Mise en marche

- Unir l'applicateur au bloc central. Pour ce faire, prendre la fiche de l'applicateur et l'introduire dans la prise placée sur le bloc central, indiquée par la fig. 2.1
- Connecter un plot du cordon de branchement électrique au connecteur de l'appareil et branchez l'autre à la prise de courant (220V.) fig. 2.2
- Appuyez sur l'interrupteur placé derrière l'appareil pour le mettre en marche (position I). Une lumière rouge s'allumera sous l'écran. fig. 2.3
- Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton  On/Off. L'écran s'allumera ainsi qu'une lumière verte sous celui-ci.



Éléments du moniteur

Le moniteur de SILUET W&M comprend: un écran ou display et cinq boutons ou touches.

- Le display affiche les informations relatives à la séance de cavitation.
- Fonctions des touches :
 - **+** et **-** **Intensity** (changement d'intensité)
 - **+** et **-** **Time** (réglage du temps)
 - **▲** et **▼** **Mode** (changement de mode)
 - **⏻** **On/Off** (allumage/extinction)
 - **▶** **||** **Start/Stop** (démarrage/fin)

Séance de cavitation

Les paramètres qui interviennent dans l'exercice sont au nombre de 3:

- **Temps:** mesure en minutes et en secondes la durée de la séance. Possibilité de sélectionner de 1 à 15 minutes (intervalles d'une minute).
- **Intensité:** représente le niveau d'intensité de la séance. SILUET W&M offre 6 niveaux à sélectionner.
- **Mode:** type d'appuis (fréquence d'émission des impulsions). SILUET W&M permet de sélectionner soit un mode continu soit un mode pulsé.

Démarrage de la séance

Après avoir branché l'appareil au courant et après avoir appuyé sur le bouton **position I** et appuyé sur le bouton **On/Off**, les paramètres de travail ci-après s'afficheront à l'écran:

- Temps: 10 minutes (10:00)
- Intensité: niveau 4 **■** **■** **■** **■**
- Mode : continu **○**

Dès à présent, il sera possible de modifier les paramètres temps et intensité pour la séance voulue, en faisant comme indiqué ci-après:

Modification de la durée de la séance

Dès que vous vous trouvez dans l'écran des paramètres sélectionnés par défaut, il sera possible de modifier la durée de la séance avec les touches : **+** et **- (Time)**.

La durée qui s'affiche par défaut est 10:00 (10 minutes), cependant il est possible de la modifier par intervalles d'une minute, entre les valeurs 1 :00 et 15 :00.

Modification de l'intensité du massage

Après avoir sélectionné le temps souhaité, vous pourrez configurer l'intensité en appuyant sur les touches **+** et **- (Intensity)**.

Le niveau d'intensité qui s'affiche par défaut ou celui de la dernière séance peuvent être modifiés en sélectionnant parmi les niveaux 1 et 6 (1 à 6 carrés). Possibilité de modifier l'intensité pendant le fonctionnement en appuyant sur les touches **+** et **-**.

Modification du mode de travail

Il est possible de modifier le mode de travail pour la séance avec les touches **▲** et **▼ (Mode)**.

Par défaut, l'appareil travail dans le mode **continu** , ce qui est indiqué par le cercle vide qui clignote à gauche de l'écran. Le mode **pulsé** est indiqué par l'icône de cercles concentriques placée à droite de l'écran .

Enfin, saisissez solidement l'applicateur et placez-le sur la zone à traiter et appuyez sur la touche **On/Off**  pour lancer la séance. Massez comme indiqué dans le DVD ou dans les "modes d'application".

Pour arrêter la séance, il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche **Start/Stop**  la séance s'arrêtera et le compteur reviendra au temps préalablement sélectionné.

Quand le compteur de temps atteindra **0:00**, l'appareil s'arrêtera et émettra un signal sonore pour vous informer que la séance sélectionnée est terminée. Le compteur reviendra au temps préalablement sélectionné.

CHAPITRE 3

Modes d'application de Siluet W&M

Appliquez toujours une quantité généreuse de gel sur la zone à traiter et commencer à la travailler en faisant glisser l'applicateur lentement et sans appuyer, comme indiqué sur les schémas.

Vous pourrez acheter notre gel et nos crèmes de pré-cavitation dans le magasin qui vous a vendu l'appareil SILUET W&M. D'autre part, la liste des points de vente de ces produits est disponible sur le site web: www.cosmobelle.com

Chaque paragraphe ci-après contient un tableau dans lequel figurent les protocoles d'utilisation. Avant d'utiliser cet appareil, vous devrez déterminer le taux de graisse qui se trouve dans chacune des zones à traiter.


- A** Grande accumulation de graisse à densité élevée
- B** Grande accumulation de graisse à densité moyenne
- C** Accumulation moyenne de graisse à densité moyenne
- D** Petite accumulation de graisse
- E** Peau d'orange
- F** Séance d'entretien

Fr

Milieu Abdomen

Il est rappelé qu'il ne faut surtout pas appliquer SILUET W&M sur le nombril, sur les seins, sur la zone thoracique ni sur la zone génitale.

Appliquez une quantité généreuse de gel sur l'abdomen et commencer à travailler la zone en faisant glisser l'applicateur lentement et sans appuyer, comme indiqué sur les schémas.



Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'appliquer SILUET W&M en combinant les différentes techniques de massage (spirale, longitudinal, circulaire) au cours de différentes séances. Pour que l'application de SILUET W&M soit plus confortable, il est conseillé de s'allonger.

Niveau	Intensité	Temps	Mode
A	4	10'	☉
B	4	10'	○
C	3	10'	○
D	2	8'	○
E	2	8'	○
F	1	8'	○

Flancs

Appliquer du gel sur la peau de la zone à travailler avec SILUET W&M.




Le massage circulaire ainsi que le massage longitudinal sont à appliquer de haut en bas comme indiqué sur les schémas. Il est important de respecter le sens du massage car cela favorise le drainage. Combinez les différentes techniques de massage au cours de différentes séances.

Niveau	Intensité	Temps	Mode
A	5	10'	○
B	5	10'	⊙
C	4	10'	⊙
D	2	8'	⊙
E	2	5'	⊙
F	1	5'	⊙

Hanches

Appliquer du gel sur la zone à travailler avec SILUET W&M.




Le massage circulaire ainsi que le massage longitudinal sont à appliquer de bas en haut comme indiqué sur les schémas. Pendant le massage, insister sur la zone présentant le plus d'amas graisseux.

Niveau	Intensité	Temps	Mode
A	4	8'	⊙
B	4	8'	⊙
C	3	8'	⊙
D	3	8'	⊙
E	2	5'	⊙
F	1	5'	⊙

Fesses

Appliquer du gel sur la zone à travailler avec SILUET W&M.




Le massage longitudinal et le massage circulaire sont à réaliser dans le sens des flèches, comme indiqué dans les schémas.

Niveau	Intensité	Temps	Mode
A	6	10'	○
B	6	10'	○
C	5	8'	⊙
D	4	8'	⊙
E	3	10'	⊙
F	1	10'	⊙

Intérieur de la cuisse

Il est rappelé qu'il ne faut surtout pas appliquer SILUET W&M sur la zone qui va du genou au pied étant donné que cette partie ne présente pas d'importants amas graisseux.

Appliquer du gel sur la zone à travailler avec SILUET W&M.




Le massage longitudinal ainsi que le massage circulaire sont à appliquer de bas en haut comme indiqué sur les schémas. L'application de ces simples conseils vous permettra d'obtenir de meilleurs résultats.

Niveau	Intensité	Temps	Mode
A	4	10'	⊙
B	4	10'	⊙
C	3	10'	⊙
D	2	8'	⊙
E	1	8'	⊙
F	1	8'	⊙

Intérieur genou

Il est rappelé qu'il ne faut surtout pas appliquer SILUET W&M sur les articulations des genoux. Appliquer du gel sur la zone à travailler avec SILUET W&M.





Sur cette zone, il faudra appliquer un léger massage circulaire, comme indiqué sur le schéma.

Niveau	Intensité	Temps	Mode
A	3	10'	⊙
B	3	10'	⊙
C	2	8'	⊙
D	2	8'	⊙
E	1	8'	⊙
F	1	8'	⊙

Bras

Il est rappelé qu'il ne faut surtout pas appliquer SILUET W&M sur la zone des mains, de l'avant-bras ni des articulations.



Pour améliorer l'efficacité du traitement et pour éviter d'endommager l'appareil, appliquez une quantité généreuse de gel sur la zone à travailler.

Réalisez le massage en faisant glisser l'applicateur lentement et sans appuyer. Sur cette zone, le massage doit être obligatoirement appliqué dans le sens allant vers le corps, comme indiqué sur le schéma.

Niveau	Intensité	Temps	Mode
A	3	8'	⊙
B	3	8'	⊙
C	2	5'	⊙
D	2	3'	⊙
E	1	3'	⊙
F	1	5'	⊙

CHAPITRE 4

Pour une bonne application en toute sécurité de Siluet W&M

Fr

Pour une bonne et sûre application de SILUET W&M, il faudra respecter les temps d'application indiqués ci-après :

- **PAR ZONE DE TRAVAIL: 15 minutes maximum.**

La "zone de travail" se rapporte à chacune des parties du corps sur lesquelles il est possible d'appliquer SILUET W&M. Les différentes zones de travail sont: les bras, l'abdomen, les flancs, les hanches, l'intérieur des cuisses et l'intérieur du genou.

Exemple: au cours d'une même séance, il sera possible d'appliquer SILUET W&M pendant 15 minutes sur les flancs et 15 minutes sur les bras. Cependant, il ne faudra JAMAIS réaliser dans une même journée une séance de 30 minutes d'application uniquement sur les flancs.

- **PAR SÉANCE: 30 minutes maximum.**

La séance se rapporte à l'application de SILUET W&M dans une même journée sur 2 zones de travail différentes (maximum de 15 minutes par zone).

- **ENTRE SÉANCES: Minimum de 72 heures.**

La définition "entre séances" est le temps qui doit s'écouler entre chacune des séances. *Exemple: au cours d'une semaine, la planification des séances (nombre maximum) serait: lundi, jeudi et dimanche.*

- **TOUTES LES 20 SÉANCES: il faudra faire une pause de 3 semaines.** À l'issue de cette période, il sera possible de répéter entièrement le premier traitement ou bien de commencer le programme d'entretien.
- **SÉANCES D'ENTRETIEN:** Ce traitement dépend de chaque personne cependant une séance par mois semble suffisante.

REMARQUE TRÈS IMPORTANTE !

***** Ne dépasser surtout pas les temps d'application (15 minutes par zone, 30 minutes au total à la fin de la journée).** Votre corps ignore "quelle est la zone" dans laquelle vous êtes en train d'éliminer de la graisse et par conséquent vous ne devez pas réaliser au cours d'une séance des applications de 15 minutes sur les flancs, 15 minutes sur les jambes, 15 minutes sur les bras, etc. **RAPPEL :** le temps total au cours d'une même journée pour toutes les parties du corps à traiter doit être de 30 minutes.

***** Et surtout, respectez obligatoirement le temps de pause de 72 heures entre les séances.** Il s'agit du temps dont votre organisme a besoin pour éliminer, à travers le système lymphatique, toute la graisse dissoute au cours de la séance.

CHAPITRE 5

Questions fréquentes

Qu'est ce que la cavitation?

La cavitation est une technique non invasive (chirurgie) pour modeler le corps, qui réduit le volume en éliminant la cellulite et les amas de graisse de l'abdomen, des hanches, des flancs, des bras, de la face interne des cuisses et des genoux.

Quels sont les avantages de cette méthode par rapport aux autres?

Le principal avantage est qu'il est possible de choisir les zones concrètes du corps que nous voulons traiter. Il s'agit en fait d'une technologie qui permet de combattre la cellulite de façon sélective.

La cavitation est-elle douloureuse?

L'utilisation de SILUET W&M est complètement indolore.

Le faible bourdonnement des oreilles perçu pendant l'utilisation de SILUET W&M est-il normal?

Oui, parfois certains utilisateurs perçoivent un léger bourdonnement d'oreilles au cours de l'application.

Peut-on l'utiliser sur toutes les parties du corps?

Non, il ne peut pas être appliqué sur toutes les parties du corps. Il ne faut surtout pas l'appliquer sur : la tête ni le visage, le cou, les seins, la zone thoracique, le nombril, les avants-bras, les articulations, les organes génitaux, le dos, les chevilles et les ganglions.

SILUET W&M fait-il perdre du poids ou du volume?

SILUET W&M élimine les amas de graisse donc du poids et cette élimination entraîne une perte de volume de notre corps.

SILUET W&M est-il efficace pour éliminer la peau d'orange?

Oui SILUET W&M est efficace pour éliminer la peau d'orange puisque les cellules adipeuses qui stockent la graisse sont éliminées.

SILUET W&M permet-il d'éliminer les rides?

Non, SILUET W&M n'est pas un appareil conçu pour éliminer les rides.

Peut-on utiliser SILUET W&M sur le visage?

Non, il ne faut SURTOUT PAS utiliser SILUET W&M sur le visage, les yeux ni le cou.

Combien de séances sont-elles nécessaires pour voir les résultats?

Généralement, on observe des résultats après les cinq premières séances, cependant les résultats varient d'un sujet à l'autre.

Combien de jours faut-il attendre entre chaque séance?

Il est recommandé d'attendre 72 heures entre chaque séance.

La cellulite réapparaît-elle après avoir utilisé SILUET W&M?

Bien que SILUET W&M assure l'efficacité et la durabilité au fil du temps, nous ne pouvons pas toutefois garantir la non réapparition de la cellulite. Pour éviter que la cellulite réapparaisse il est recommandé de suivre une alimentation équilibrée, de faire de l'exercice physique régulièrement et des séances d'entretien avec SILUET W&M.

SILUET W&M provoque-t-il des effets secondaires?

Si vous êtes en bonne santé, SILUET W&M n'entraîne aucun effet secondaire, cependant chez certaines personnes, la peau peut rougir légèrement. Cette rougeur disparaît dans les 2 heures.

Faut-il associer l'utilisation de SILUET W&M avec une alimentation particulière?

Non, il n'est pas nécessaire de suivre une alimentation spéciale, cependant il est vivement recommandé de suivre une alimentation équilibrée et de s'hydrater comme il se doit.

Quelle quantité d'eau faut-il boire?

Il faut obligatoirement commencer à boire deux heures avant l'application de SILUET W&M. Il est en outre, vivement recommandé de continuer à s'hydrater à l'issue de l'application. Il est recommandé de boire au moins 2 litres d'eau au cours de ces séances car cela favorise l'élimination des toxines.

Faut-il associer SILUET W&M avec la pratique du sport?

Cela n'est pas obligatoirement nécessaire cependant la pratique pendant au moins 30 minutes d'une quelconque activité physique potentialise les résultats puisque cela favorise le drainage des liquides.

Quelles sont les activités sportives qui se combinent les mieux avec SILUET W&M?

Grâce à ses qualités tonifiantes et drainantes, la plate-forme vibrante est le complément idéal, toutefois, si vous ne disposez pas de cet appareil, une promenade à pied, le vélo statique, la natation ou un autre exercice aérobic effectué pendant 30 minutes au moins représentent une aide excellente.

Comment potentialiser les effets de SILUET W&M?

En conjuguant une alimentation équilibrée avec la pratique habituelle d'un sport et en buvant beaucoup d'eau. En outre, les massages de drainage potentialisent également les effets de cette méthode.

À quoi servent le gel anticellulite et le gel raffermissant ? Quand dois-je les utiliser?

1. Gel Anticellulite : Contient des principes actifs qui favorisent l'élimination de la cellulite.
2. Gel Raffermissant : Contient des principes actifs qui raffermissent la zone traitée.

La séquence d'application est la suivante : les premiers jours du traitement, utilisez le gel anti-cellulite et dès que les résultats seront perçus, utilisez alors le gel raffermissant. Ces gels sont à appliquer avant le gel de cavitation de même qu'un quelconque autre sérum. Massez la zone jusqu'à absorption complète et ensuite appliquez une quantité généreuse de gel de cavitation pour commencer la séance.

Peut-on utiliser SILUET W&M sans appliquer de gel?

ABSOLUMENT PAS, le gel est l'agent conducteur des ultrasons vers le corps. Sans le gel, l'application de SILUET W&M perd son efficacité et l'appareil risque de se voir sérieusement endommagé.

Peut-on utiliser un gel quelconque?

Nous recommandons d'utiliser uniquement le gel COSMOBELLE car l'emploi d'un autre type de gel risquerait d'endommager l'appareil.

Dans quels cas SILUET W&M est contre-indiqué?

- Les femmes enceintes ou qui pensent l'être.
- Pendant les périodes d'allaitement.
- Traitements pour la fertilité.
- Cardiopathies de tous types.
- Problèmes dermatologiques.
- Ostéoporose.
- Fibromyalgie.
- Tumeurs malignes.
- Hypertension.
- Taux de cholestérol élevé.
- Insuffisance rénale.
- Insuffisances physiques.
- Implants métalliques et prothèses.
- Implants auditifs.
- Malformations physiques.
- Épilepsie.
- Traitement prolongé aux médicaments: anti-inflammatoires, anticoagulants, antibiotiques et antihistaminiques.
- Dépression.
- Traitement psychiatrique ou psychologique.
- Problèmes hépatiques (foie gras), etc.
- Côlon irritable.
- Diabète.

Puis-je utiliser SILUET W&M si je suis enceinte?

Vous ne devez SURTOUT PAS utiliser SILUET W&M si vous êtes enceinte ou si vous croyez l'être.

Puis-je utiliser SILUET W&M pendant l'allaitement?

Non, SILUET W&M ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

Puis-je appliquer SILUET W&M sur les seins?

NON, il ne faut jamais l'appliquer sur les seins.

Puis-je utiliser SILUET W&M pendant la menstruation?

Il est déconseillé de l'appliquer sur la zone abdominale pendant la menstruation car cela risquerait d'augmenter le saignement, cependant, il est possible de l'appliquer sur d'autres zones.

Puis-je utiliser SILUET W&M si je porte un diaphragme contraceptif ?

Oui.

Puis-je utiliser SILUET W&M sur la peau tatouée?

Non. Il faut éviter de passer l'applicateur sur les zones tatouées.

Puis-je utiliser SILUET W&M si je porte des implants (clous, etc)?

Si vous portez des implants, vous pouvez utiliser SILUET W&M à condition de ne PAS masser ces zones: par exemple si vous portez un implant au genou, vous pourrez masser l'abdomen. Le fait de porter un implant dans le dos ne présente pas non plus de problème car SILUET W&M ne doit jamais être appliqué sur cette partie du corps.

L'utilisation de SILUET W&M peut-elle répercuter sur mon taux de cholestérol?

L'utilisation du SILUET W&M peut augmenter votre taux de cholestérol.

Les personnes atteintes de maladies de la peau peuvent-elles utiliser SILUET W&M?

Non, les personnes atteintes d'une quelconque maladie de la peau ne doivent pas utiliser l'appareil. Demandez l'avis de votre médecin.

Puis-je utiliser SILUET W&M si je porte des implants auditifs?

Non, vous ne pouvez pas l'utiliser si vous portez des implants auditifs.

Puis-je utiliser SILUET W&M dans le bain ou sous la douche?

Absolument pas, l'applicateur et l'appareil ne doivent surtout pas toucher l'eau car un choc électrique se produirait.

Comment nettoyer SILUET W&M et l'applicateur?

Pour nettoyer SILUET W&M ou l'applicateur, ne pas les immerger dans l'eau. Utiliser un chiffon légèrement humecté d'eau.

CHAPITRE 6

Informations importantes relatives à la sécurité

Ne modifier surtout pas la prise de l'appareil. Si la fiche ne concorde pas avec la prise électrique, demandez à un électricien d'installer une prise adaptée pour ce faire.

Cet appareil est à utiliser sur une ligne de 220-240 volts et il est équipé d'une fiche de terre comme celle indiquée sur la **Fig. 5.1**

L'utilisateur est tenu de suivre ces conseils:

1. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
2. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon de branchement est endommagé ou usé.
3. Tenir le cordon de branchement à l'écart des surfaces chaudes.
4. Ne pas utiliser l'appareil en plein air.
5. Pour débrancher l'appareil, placez l'interrupteur sur la position «0» et retirez la fiche de la prise de courant.




Protection

Ce modèle est équipé d'une protection électronique d'arrêt automatique pour une bonne conservation des circuits électroniques et électriques.

Cette protection s'enclenche (fusible) dès que l'appareil est soumis à un effort ou à une surchauffe.

Auquel cas, il faudra:

1. Débrancher l'appareil de la prise de courant
2. Placer l'interrupteur (L) situé sur le côté de l'appareil, sur la position «0» (OFF) **fig. 5.2**
3. Dévisser la carcasse extérieure de l'appareil
4. Remplacer le fusible (1 Amp) qui se trouve à l'intérieur du porte-fusible placé à côté du connecteur du cordon de branchement **fig. 5.3**
5. Connecter l'appareil à une prise. Placer l'interrupteur (L) sur la position «I» (ON) **fig. 5.2**



Garantie

Nous vous invitons à lire attentivement ce chapitre pour connaître exactement la garantie qu'offre le fabricant ainsi que vos responsabilités en qualité de propriétaire de l'appareil.

Garantie

INFORMATIONS GÉNÉRALES

EXERCYCLE, S.L., en sa qualité de distributeur de Cosmobelle, vous remercie d'avoir acheté ce produit et de la confiance que vous lui témoignez. Tous nos produits font l'objet de rigoureux contrôles de qualité, cependant, si un problème quelconque se présente au cours de la période de garantie, nous vous prions de lire attentivement les conditions de la garantie et de vous adresser au distributeur officiel de votre région.

Ce certificat de garantie a été rédigé conformément aux dispositions de la Directive 1999/44/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 mai 1999 relative à des aspects concrets de la vente et de la garantie des biens de consommation, incluse dans le droit espagnol en vertu de la Loi 23/2003 du 10 juillet sur les garanties dans la vente des biens de consommation.

En ce sens, EXERCYCLE, S.L., titulaire du NIF B-01029032 dont le siège social est à Vitoria, calle Zurrupitieta, 22, garantit ce produit conformément aux termes et conditions ci-après:

1. PÉRIODE DE GARANTIE

Le produit faisant l'objet de ce certificat est garanti DEUX (2) ANS à compter de la livraison du produit, c'est à dire à compter de la date indiquée sur le ticket de caisse, sur la facture d'achat ou sur le bordereau de livraison correspondant, si cette la livraison est ultérieure. Toute réclamation doit être obligatoirement accompagnée du justificatif d'achat. Les conditions de la garantie peuvent changer d'un pays à l'autre. La période de garantie indiquée n'est applicable que dans les pays d'Europe.

2. DROITS COUVERTS PAR LA GARANTIE

- Réparation ou remplacement de l'appareil qui, le cas échéant, est à réaliser dans un délai raisonnable et sans que cela provoque des inconvénients chez le consommateur étant donné la nature de l'appareil et l'utilisation réservée par le consommateur.
- Il est fait exception des cas où la réparation ou le remplacement entraîneront pour le vendeur des frais non raisonnables par rapport à d'autres façons de résoudre le problèmes et à condition que celles-ci ne portent pas préjudice au consommateur.
- La main-d'œuvre, le déplacement et les pièces concernant les réparations seront gratuits.
- En cas de réparation ou de remplacement d'un appareil par un appareil neuf, le délai de garantie sera suspendu temporairement jusqu'à la livraison de l'appareil neuf qui bénéficiera d'une garantie d'au moins 6 mois, cependant cela ne donnera lieu en aucun cas au démarrage d'une nouvelle période de 2 ans de garantie.

- En outre, une (i) réduction du prix sera accordée ou la (ii) commande sera annulée, selon décision du client, si la réparation ou le remplacement n'a pas été réalisé dans le délai raisonnable requis et sans présenter d'inconvénients pour le client. La (i) réduction du prix sera proportionnelle à la différence existant entre le prix que le bien aurait eu à la date de livraison si l'appareil avait été en conformité avec la commande et le prix que le bien effectivement servi avait à la date de ladite livraison. La (ii) commande ne sera pas annulée si le motif de non-conformité est d'une importance insignifiante.

3. LA GARANTIE NE COUVRE PAS

Les défauts découlant d'une utilisation autre que celle indiquée dans le Manuel de l'Utilisateur.

- L'utilisation à titre professionnel ou la location à titre commercial du produit.
- Une installation défectueuse, un mauvais montage ou la cassure de pièces due à un mauvais montage (voir le Manuel de l'Utilisateur où sont indiqués les conseils d'installation et d'utilisation de l'appareil).
- L'utilisation inadéquate de l'appareil (utilisation sans appliquer le gel, dépassement des temps d'utilisation, exposer trop longtemps l'appareil à l'humidité, etc) ou problèmes dus au manque d'entretien (encrassement sur une partie de l'appareil ou de ses accessoires, etc). (Voir le Manuel de l'Utilisateur dans lequel figurent les conseils d'installation et d'utilisation du produit).
- Réparations réalisées par un personnel non autorisé pour ce faire par EXERCYCLE, S.L. ou appareils ouverts ou manipulés par des personnes non autorisées pour ce faire par le fabricant.
- Différences par rapport au produit standard comme de légères vibrations ou cassures de pièces ne répercutant pas dans le fonctionnement de l'appareil ou non provoquées par un défaut de fabrication.
- Rayures, éraflures, abrasions, coups, chutes, etc, dus à un soin défectueux de l'appareil.
- Défauts sur l'appareil dus à des dommages au cours du transport.

4. VOIES DE RÉCLAMATION

- Toute réclamation pour non-conformité prescrit dans les trois ans à compter de la date de livraison du bien.
- Le client est tenu de signaler le défaut dans les 2 mois qui suivent la détection dudit défaut.
- Cette garantie ne concerne pas les autres droits légaux du consommateur accordés par la loi en vigueur et elle est incompatible avec l'exercice d'autres actions prises pour résoudre les cas de vices cachés à l'achat.
- Toutes les éventuelles questions au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la présente garantie seront traitées selon la loi nationale applicable.

Tout différend quant à l'interprétation, la validité et l'exécution de cette commande, sera tranché par les tribunaux de la ville de Vitoria.

Certificats

Par l'intermédiaire du présent document, Exercycle S.L., en sa qualité de distributeur de Cosmobelle, déclare que ce produit répond aux conditions essentielles et à toutes les dispositions applicables ou exigibles des Directives 2004/108/CE et 2006/95/CE.


Nomenclature des pièces

Fr

2 Applicateur



16 Cordon de
branchement
électrique



G01 Bloc central



Toutes vos commandes de pièces détachées doivent mentionner:

Modèle
de la machine

N° de la pièce

Quantité

Ejemplo:

CB1500	16	1
--------	----	---

Caractéristiques techniques

Poids net: 2.3 kg

Dimensions (longueur x largeur x hauteur): 32 x 17 x 13 cm

F. Ultrasons: 40 Khz

Puissance de sortie: 5 à 20 watts (selon programme)

Source d'alimentation:

- Fréquence: 50 Hz.
- Tension: AC 220 V.

cosmobelle



CB1500

Date of purchase / Date d'achat

Purchased in / Acheté à

Buyer information / Renseignements de l'acheteur

Dealer stamp / Cachet commercial du distributeur

Please keep the receipt as proof of purchase /
Veuillez conserver cette facture comme justificatif de l'achat

Distributed by / Distribué par:

TECNOVITA BY BH

c/ Perretagana, 10 · C.T.V. Júndiz • 01015 VITORIA (Spain)

Tel.: +34 945 15 88 18 • Fax: +34 945 15 78 43

e-mail: info@bhwellness.es

BH Fitness UK Tel.: +44 0844 335 3988

AFTER SALES - UK e-mail: service@bh-uk.co.uk

BH Fitness France

Zac de Mayonnabe • 1 allée Latecoère • 64200 BIARRITZ

Tél.: +33 05 59 42 04 71 • Fax: +33 01 42 96 68 51

bhfrance@bhfitness.com

SAV FRANCE

Tél.: +33 0810 000 301 • Fax: +33 0810 00 290

e-mail: savfrance@bhfitness.com

www.cosmobelle.com