

Cavislim

cavitation

Tecnovita
by **BH**

ENGLISH

FRANÇAIS



cavitation safe and effective figure shaping
modelage sûr et efficace de la silhouette

User manual
Manual de l'utilisateur
YS30/YS50

SEGURIDAD
• Antes de empezar de usarlo antes de su uso
• Mantenga fuera del alcance de los niños
• No utilizar en contacto con el agua

ATTENTION
• Avant de commencer à l'utiliser avant de son utilisation
• Gardez à l'écart des enfants
• Ne pas utiliser en contact avec l'eau

Cavislim

cavitation

safe and effective
figure shaping

modelage sûr et
efficace de la silhouette

Congratulations. First we would like to thank you for purchasing CAVISLIM and for the trust you have placed in us. By means of this handy User Manual and following its simple instructions you will achieve results comparable to those obtained from the hands of a professional beautician. We strongly recommend that you read this User Manual thoroughly. Reading and understanding it will help you use CAVISLIM effectively and safely.

Félicitations ! Nous tenons en tout premier lieu à vous remercier d'avoir acheté l'appareil CAVISLIM et de la confiance que vous nous accordez. En suivant les conseils contenus dans ce pratique manuel de l'utilisateur vous obtiendrez pour ainsi dire les mêmes résultats que ceux produits par les mains d'un professionnel de la beauté. Nous vous recommandons vivement de lire entièrement ce manuel de l'utilisateur ce qui vous permettra d'utiliser l'appareil CAVISLIM d'une manière plus efficace et sûre.

content

chapter 1

- contents of the box
- assembling Cavislim

chapter 2

- basic characteristics of Cavislim
- cavislim operating instructions

chapter 3

- cavislim application modes

chapter 4

- for correct, safe use of Cavislim

chapter 5

- frequently asked questions

chapter 6


- important safety instructions
- warranty
- certificates
- technical specifications
- parts list

chapter 1


contents of the box

Inside this box you will find everything you need to enjoy CAVISLIM from now onward. Carefully check the following illustration showing all of the elements that the pack should contain.

Hand unit support.



Hand unit




User manual




DVD




Main unit



Operating pedal



Cavitation gel




Toning serum




Allen key



4 screws



Mains cable




Anti-cellulite serum



assembling Cavislim

First we are going to fit the **hand unit support** onto the **main unit**. To do this, place the main unit on a table and position the **hand unit support** by inserting the **screws** as shown in the diagram.

Using the **Allen key** tighten the **screws** securely so that the two parts fit together perfectly.



basic characteristics of Cavislim

CAVISLIM and CAVISLIM EXCEL are a high-tech devices that allow us to selectively and efficiently remove the build-up of fat (cellulite, orange skin syndrome) from our body. The technology used is that of ultrasound emission which produces the physical phenomenon known as cavitation, causing the removal of fat cells. The technology with proven results is widely used in beauty salons all over the world in order to fight cellulite painlessly and non-invasively.

Characteristics for model CAVISLIM Ref. YS30

Time: Programmable from 1 to 15 minutes.

Intensity: 4 intensity levels (5-10-15-20)

Mode: 4 programmable pulsed work modes (P1-P2-P3-P4)

Characteristics for model CAVISLIM EXCEL Ref. YS50

Time: Programmable from 1 to 15 minutes.

Intensity: 5 intensity levels (5-10-15-20-25)

Mode: 4 programmable pulsed work modes (P1-P2-P3-P4)

1 continuous work mode (P5)

With these units you only have to worry about programming in three simple functions: intensity, time and work mode. The intensity function controls how deep the sound waves penetrate your skin. The greater the intensity, the deeper the waves reach. The time function allows you to choose how long you wish to work with CAVISLIM. For reasons of safety the time function allows you to choose up to 15 minutes which corresponds to the maximum recommended time for working a specific area. However, you can reduce this maximum time by 1 minute intervals. Once the selected time has elapsed CAVISLIM will alert you with a beep and a message on the display showing the text "Time out".




CAVISLIM also lets you choose the work mode, helping you select the time interval during which the waves reach your skin.

Cavislim operating instructions

Precautions: Consult your doctor before beginning to use this appliance. This warning is especially important for people with health problems. Use by those under 18 years of age is not recommended. Keep this appliance out of children's reach.

Start up

- Connect the hand unit to the main unit. To do this, take the plug for the **hand unit** and insert into the socket on the main body as shown in Fig. 2.1.
- Next, take the jack for the **operating pedal** and insert into the socket on the **main body** as shown in Fig. 2.2. Check that all the connections are made correctly before connecting it to the mains supply.
- Plug one end of the mains cable into the socket on the machine and the other end into the electric wall socket (220V) Fig. 2.3. Switch the machine to position (I) to start the machine.




Monitor elements

The CAVISLIM monitor consists of a display screen, an LED and five buttons or keys.

- The display provides information about the cavitation session.
- The ON LED (green) tells you that the device is operating.
- The keys have the following functions:


- ▲ and ▼ change the work **MODE**
- + and - adjust **TIME** and **INTENSITY**
- || pause and ▶ start session



Cavitation session

There are 3 variables for the massage:

- **Time:** measures the session in minutes and seconds. Choose between 1 to 15 minutes (in steps of 1 minute).
- **Intensity:** establishes the intensity level for the session. On Mod. **YS30** you can select from levels 5, 10, 15 and 20 whereas with Mod. **YS50** you can select from levels 5, 10, 15, 20 and 25.
- **Work mode:** Pulse type (impulse emission frequency). Mod. **YS30** allows you to select from levels P1, P2, P3 and P4. Mod. **YS50** allows you to select from levels P1, P2, P3, P4 and P5. Impulse emission frequency: P1 very low
P2 low
P3 high
P4 very high
P5 continuous



Beginning a session

Once you have plugged the machine into the mains supply and switched it to position (I) the following message will appear on the monitor: **BIENVENIDO (WELCOME)**

This message will remain visible for 3 seconds, after which the following default settings will appear:

TIME: 10:00
MODE: P1
INTENSITY: 5

From here you can modify the time and work mode settings to establish the type of session you want:

Changing session duration

Once you are on the default setting screen you can modify the duration of the session using



+ and **-**


The displayed default value is 10 minutes but this can be changed in intervals of 1 minute between the values 1 and 15.

Changing work mode

On the same default screen you can change the work mode for your session using the **▲** and **▼** keys.


The default value shown is P1 (very low pulse frequency) but this can be modified by selecting from the values **P1**, **P2**, **P3** and **P4** (model YS30) and **P1**, **P2**, **P3**, **P4** and **P5** (only on model YS50).






Changing message intensity

Once you have selected the desired time and work mode settings, you can set the last of the parameters: Intensity.

To do this, press the button  and with the machine on (a green light appears in the centre of the unit), you can use the **+** and **-** keys to select the intensity level.

The default intensity level is 5 but this can be changed by selecting from 5, 10, 15 and 20 (model YS30) and 5, 10, 15, 20 and 25 (only on model YS50).

After pressing the key  it is not possible to modify the time setting.

Finally, take hold of the hand unit and push down on the pedal to begin your cavitation session.

When you tread on the pedal you will see the time countdown on the screen and the hand unit will begin to emit impulses. Place the hand unit on the area you wish to work and massage it as shown on the DVD in the “Application modes” section.


If you wish to pause the session, just stop pressing on the pedal and the impulse emission will stop immediately.

When the time counter reaches 0.00 the unit will stop and emit a series of beeps to tell you that the selected session has finished. The following message will appear on the monitor:

TIME OUT PRESS A KEY TO BEGIN (TIEMPO AGOTADO PULSE UNA TECLA PARA COMENZAR)

Pressing any key on the machine will take you back to the default screen.

TIME: 10:00
MODE: P1
INTENSITY: 5



chapter 3

Cavislim application modes

Always apply an abundant amount of gel to the area and begin to work it by sliding the hand unit slowly and without pressing, as shown in the diagrams.


If you need to purchase gel or any of our preparation creams you can find them in the shop where you purchased CAVISLIM.

In each of the following sections you will find a table with application protocols. You should decide which level applies to you.

- A** Large accumulation of high density fat
- B** Large accumulation of medium density fat
- C** Medium accumulation of medium density fat
- D** Small accumulation of fat
- E** orange peel syndrome
- F** Maintenance sessions

abdomen central


Remember, do not to apply CAVISLIM to the navel, breast or the thorax area



Slide the hand unit slowly, without pressing. For best results we recommend applying CAVISLIM by combining different massage techniques (spiral, crossways, circular) in different sessions.

Nivel	YS50		YS30		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	3	10	3	10	10'
B	3	10	3	10	10'
C	3	10	3	10	7'
D	2	10	2	10	7'
E	2	10	2	10	7'
F	2	10	2	10	7'

sides




Circular and longitudinal massage should be applied from top to bottom as shown in the diagrams. It is important to massage in the correct direction as this will promote drainage.

Nivel	YS50		YS30		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	4	15	4	15	10'
B	3	10	3	10	10'
C	2	10	2	10	7'
D	1	5	1	5	7'
E	1	5	1	5	5'
F	2	5	2	5	5'

Apply gel over the area to be worked using CAVISLIM

hips




Both the circular and longitudinal massage should be applied from bottom to top as shown in diagrams. This will produce an effect on a larger accumulation of fat during treatment.

Nivel	YS50		YS30		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	3	10	3	10	7'
B	2	10	2	10	7'
C	2	5	2	5	7'
D	1	5	1	5	5'
E	1	5	1	5	5'
F	1	5	1	5	5'

Apply gel over the area to be worked using CAVISLIM

buttocks

Apply gel over the area to be worked using CAVISLIM




Longitudinal and circular massage should be done in the direction of the arrows, as shown in the diagrams.

Nivel	YS50		YS30		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	5	25	4	20	10'
B	5	15	4	15	7'
C	4	20	4	20	7'
D	3	15	3	15	7'
E	2	15	2	15	10'
F	3	15	3	15	10'

inner thigh

Remember, do not to apply CAVISLIM from the knee to the foot, there is no significant accumulation of fat in this area.




Both the longitudinal and circular massage should be done from bottom to top, as shown in the diagrams. Follow these simple instructions to help you get the best results.

Nivel	YS50		YS30		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	3	10	3	10	10'
B	3	10	3	10	10'
C	3	10	3	10	7'
D	2	10	2	10	7'
E	2	10	2	10	7'
F	2	10	2	10	7'

back of the knee

EN




Apply a light circular massage to this area, as shown in the diagram.

Nivel	YS50		YS30		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	3	5	3	5	10'
B	3	5	3	5	10'
C	3	5	3	5	7'
D	2	5	2	5	7'
E	2	5	2	5	7'
F	2	5	2	5	7'

Remember, do not apply CAVISLIM on the kneecap. Apply gel on the area to be worked using CAVISLIM

arms



Put a generous amount of gel on the area to be worked and this will improve the effectiveness of the treatment. Massaging this area should be applied toward the body, as shown in the diagram.

Nivel	YS50		YS30		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	2	5	2	5	7'
B	2	5	2	5	5'
C	1	5	1	5	5'
D	1	5	1	5	3'
E	1	5	1	5	3'
F	1	5	1	5	5'

Remember, never apply CAVISLIM on the hands, forearms or joints.

chapter 4

for correct and safe use of Cavislim

For correct and safe use of Cavislim, you should keep the following application times in mind:

- **Per work area:**

15 minutes maximum.

By "work area" we mean each one of the body parts where CAVISLIM can be applied. The various work areas are: arms, abdomen, waist, hips, inner thighs and inner knees.

E.g.: In a single session you can apply Cavislim for 15 minutes on your sides and 15 minutes on your arms. But, for example, you must NEVER perform a 30 minute application session just on your sides in the same day.

- **Per session:**

30 minutes maximum.

By session we mean using CAVISLIM on 2 different work areas (15 minutes per area) in the same day.

- **Between sessions:**

72 hours minimum.

By "between sessions" we mean the rest time between each session.

E.g.: In one week the session schedule (maximum) would be: Monday, Thursday and Sunday.

- **Every 20 sessions:**

You should rest for 3 weeks.

After this period you may decide to repeat the first treatment or start the maintenance program.

- **Maintenance sessions:**

This depends on the individual, but one session per month should suffice.

chapter 5

frequently asked questions

What is cavitation?

Cavitation is a non-invasive (surgery free) body shaping technique that reduces volume by eliminating cellulite and localised fat deposits in the abdomen, hips, flanks, arms, inner thighs and knees.

What are the advantages over other methods?

The main advantage is that we can choose the specific areas of the body that we want to work. It could be said that it is a technology which allows us to concentrate on cellulite selectively.

Is cavitation painful?

Use of CAVISLIM should never cause pain.

Is it normal to hear a slight buzzing in your ears while using CAVISLIM?

Yes, some users may detect a slight buzzing sound during its application.

Can it be used on all parts of the body?

It cannot be applied to all parts of the body. Under no circumstances can it be applied to the head or face, neck, breasts, the thorax, navel, forearm, joints, genitals, back, ankles or lymph glands.

Does CAVISLIM reduce weight and volume?

CAVISLIM eliminates clusters of fat, which have weight, consequently your body loses volume.

Is CAVISLIM effective on orange peel syndrome?

Yes, CAVISLIM is effective on orange peel syndrome because it destroys adipose cells that cause fat storage.

Can CAVISLIM be used to remove wrinkles?

No, CAVISLIM has not been designed to remove wrinkles.

Can CAVISLIM be used on the face?

CAVISLIM must never be used on the face or eyes.

After how many sessions will I begin to see results?

You should notice results after the first five sessions, however results may vary depending on the individual.

How long should I wait between sessions?

It is advisable to wait 72 hours between sessions.

Does cellulite reappear after using CAVISLIM?

Although CAVISLIM ensures effective and long-lasting results, we can not guarantee against cellulite reappearing. To prevent the reappearance of

cellulite we recommend a balanced diet, regular physical exercise and maintenance sessions using CAVISLIM.

Are there any side effects?

If you are healthy, CAVISLIM has no reported side effects, nevertheless in some people it may produce a reddening of the skin that can last for about 2 hours.

What are the anti-cellulite and toning gels for? When do I use them?

1. Anti-cellulite gel: Contains active ingredients that help eliminate cellulite.
2. Toning gel: Contains active ingredients that make the treated area firmer.

The application sequence is as follows: during the first days of application we use the anti-cellulite gel and the toning gel during the last days of application. This is applied before the Cavitation gel. It is applied like any other serum. Make sure it is fully absorbed. Then apply the cavitation gel to begin the session.

Is it necessary to combine CAVISLIM with a special diet?

No, it is not necessary to follow any special diet, but a balanced diet and proper hydration is highly advisable.

How much water should I drink?

It is essential to begin hydrating yourself two hours before applying CAVISLIM. It is also advisable to drink more water after finishing a session. The recommended quantity is at least 2 litres during these periods, as it helps to eliminate toxins.

Is it necessary to combine CAVISLIM with a sports activity?

No, this is not strictly necessary, but at least 30 minutes of physical activity will enhance the results as it helps to drain fluids.

Which sports activities can supplement CAVISLIM?

The vibration platform is the ideal complement due to its toning and draining qualities. But if you do not have access to a platform, then walking, exercise bike, swimming or any other aerobic exercise for at least 30 minutes is very helpful.

How can I enhance the effects of CAVISLIM?

By combining a balanced diet with regular physical exercise. Added to which, drainage massage can also be very useful.

Can I use CAVISLIM without applying gel?

Never, because the gel acts as a conductor for the ultrasonic sound waves with your body. If you do not use gel then the CAVISLIM application loses its effectiveness and the machine can be severely damaged.

Can I use any type of gel?

We recommend using only TECNOVITA by BH gel, as the use of any other type may damage the machine.

When is it inadvisable to use CAVISLIM?

- if you are pregnant or think you might be
- during lactation
- undergoing fertility treatments
- if you have any kind of heart disease
- if you suffer from skin problems
- osteoporosis
- fibromyalgia
- malignant tumours
- hypertension
- high cholesterol levels
- diabetes
- kidney problems
- physical shortcomings
- metal implants or prostheses.
- physical malformations.
- epilepsy
- long-term treatment with medications: anti-inflammatories, anticoagulants, antibiotics or antihistamines
- depression
- psychiatric or psychological treatment
- liver problems (fatty liver)
- irritable bowel syndrome

Can I use CAVISLIM if I am pregnant?

No, you must never use CAVISLIM if you are pregnant or think you might be.

Can CAVISLIM be used during lactation?

Do not use it during lactation.

Can CAVISLIM be used on the breasts?

It must never be applied to the breasts.

Can I use CAVISLIM during menstruation?

Use on the abdominal area is not advisable during menstruation as it may cause increased bleeding. However, it can be applied in other areas.

Can I use CAVISLIM if I have an IUD?

Yes

Can CAVISLIM affect my cholesterol levels?

Use of CAVISLIM may increase your cholesterol levels.

Can CAVISLIM be used with skin conditions?

It should not be used if you have any skin condition. Consult your doctor.

Can I use CAVISLIM if I have hearing implants?

Do not use it if you have implants fitted.

Can I use CAVISLIM when I am bathing or showering?

Under no circumstances should the handset or the machine come into contact with water due to the risk of electrocution.

How do I clean CAVISLIM and the handset?

Never immerse CAVISLIM or the handset in water. To clean it, use a cloth slightly dampened with water.

chapter 6

important safety instruction

This product is supplied with a mains cable that has an earth wire and a plug with an earth pin. In the event that the appliance malfunctions then the earth connection will redirect the electrical current away from the machine and reduce the risk of an electrical shock.

DANGER! If the equipment is not earthed correctly then there is a risk of electrical shock.

Do not modify the electric plug supplied with the unit. If it does not fit the wall socket then get an electrician to install an electrical socket that does.

This product should be used on a 220-240 volt circuit and has an earthed plug similar to that shown in Fig 5.1 Follow these instructions:

1. Never use accessories that are not recommended by the manufacturer.
2. Do not use the machine if the mains cable becomes damaged or worn.
3. Keep the mains cable away from hot surfaces.
4. Do not use the machine outdoors.
5. To unplug the machine, first put the switch to the «0» position and then unplug it from the wall socket.

Protection

This model is equipped with an electronic circuit breaker to protect both the electronic and electrical circuits.

This safety device (fuse) will be automatically triggered if the unit is subjected to abnormal force or heat.

Should this occur:

1. Unplug the cable from the mains supply.
2. Set switch (L), located on the casing, to the «0» (OFF) position. Fig. 5.2.
3. Change the fuse (C) (1 Amp).
4. Plug the unit into a wall socket equipped with an EARTH terminal. Set switch (L) to the «I» Position, Fig. 5.2




fig. 5.1




fig. 5.2

guarantee

We suggest that you read through this document carefully in order to fully understand the cover that the manufacturer offers with this guarantee as well as your responsibilities as owner.

GUARANTEES

GENERAL INFORMATION

EXERCYCLE, S.L. would like to thank you for purchasing this product and the trust you have placed in us. Our products have been subjected to rigorous quality checks. Nevertheless, should you experience any problem with this appliance during the guarantee period then please read through these warranty conditions and then get in touch with your local authorised dealer. This guarantee certificate has been drafted in accordance with that stated in Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council 25th May, 1999, regarding on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees, incorporated into Spanish Law by virtue of Law 23/2003, 10th July; Guarantees on the sale of consumer goods. To this effect, EXERCYCLE, S.L. VAT nºbc B-01029032, with business address c/ Zurrupitieta 22, Vitoria, Spain, guarantees this product under the following terms and conditions:

1. GUARANTEE PERIOD

The product covered by this guarantee certificate is protected for a period of TWO (2) YEARS as from the date of receiving the product, which will be taken as the date that appears on the sales receipt for the product or on the corresponding delivery docket should this be later. It is essential that this be presented in the event of possible repairs. The policy regarding the warranty period may vary between different countries. The stated warranty period is only applicable to Europe.

2. RIGHTS UNDER THE GUARANTEE

- Repair or replacement of the product which, in such instance, will be carried out within a reasonable period and without significant inconvenience to the consumer, taking into account of the nature of the goods and the purpose for which the consumer required them.
- Those cases in which the repair or replacement represents a disproportionate cost for the seller in comparison with other forms of remedy will be exempt assuming these do not prejudice the consumer.
- Repairs will be free for the consumer with regard to labour materials and postage.
- In the event that the machine is repaired or replaced with a new one, the guarantee period will be suspended temporarily until the new appliance has been delivered and will carry at least six months of guarantee, however under no circumstances will a new 2 year period be initiated.
- The buyer may, as is apparent, require (i) a reduction in price or proceed to a (ii) recession of the contract when the repair or replacement is not carried out within a reasonable time or with significant inconvenience to the buyer.

The reduction in price (i) will be proportional to the difference between the value that the goods would have had if they had been delivered in accordance with the contract and the actual value that the goods were worth at the time of the said delivery. Recession of the contract (ii) will not proceed when the non-conformity is of minor importance.

3. THE GUARANTEE DOES NOT COVER

- Defects attributable to use other than that established in the User Manual.
- Professional use or commercial leasing or hiring of the product.
- Poor installation, poor assembly or breakage of components due to improper installation, (the User Manual gives detailed instructions on how to install and use the machine).
- Improper use of the product (use without applying gel, exceeding operating times, exposure to high moisture levels, etc.) or problems arising from poor maintenance (accumulation of dirt on any part of the product or its accessories, etc.) (check the User Manual for detailed instructions on how to install and use the product).
- Repairs carried out by persons not authorised by EXERCYCLE, S.L. or appliances that have been opened or tampered with by persons not authorised by the manufacturer.
- Deviations from the standard product, such as light vibration, noise or breakage of components that do not affect the performance of the machine and which cannot be attributed to manufacturing faults.
- Scratches, scrapes, abrasions, knocks, falls, etc. caused by carelessness.
- Defects on the appliance caused by damage during transit.

4. CLAIMING AGAINST THE GUARANTEE

- Claims made for nonconformities will be limited to three years as from the date that the goods were delivered.
- The consumer must report the existence of the defect within a period of 2 months as from the date that the defect was discovered.
- This guarantee does not affect the consumer's statutory rights under any applicable law, unless it is incompatible with the application of other actions derived from compensation sought for hidden faults in the contract of sale.
- With regard to queries that may arise from the interpretation or application of this guarantee, these will be governed by the corresponding national law. Any discrepancy arising from the interpretation, validity or application of this contract will be subject to the courts and tribunals of Vitoria, Spain.

certificates

By virtue of this document, Exercycle S.L. declares that this product meets the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2004/108/EC and 2006/95/EC

parts list

EN


1 Operating pedal



2 Hand unit




3 Hand unit support.



16 Mains cable



G01 Main unit



To order replacement parts, please indicate:

Model of the machine	Corresponding N° of the piece	Quantity
----------------------	-------------------------------	----------

Example:

YS30	16	1
------	----	---

technical specifications

Weight: 7 kg

Dimensions: L x W x H: 34 x 38 x 13 cm.

Ultrasound: 40 kHz

Output power: 5 to 25 Watts (depending on program)

Power supply: Voltage: AC 220V / Frequency: 50 Hz

table des matières

chapitre 1

- contenu de la caisse
- montage de Cavislim

chapitre 2

- caractéristiques principales de Cavislim
- mode d'emploi de Cavislim

chapitre 3

- modes d'application de Cavislim

chapitre 4

- conseils pour une bonne et sure application de Cavislim

chapitre 5

- questions fréquentes à propos de Cavislim


chapitre 6

- informations importantes relatives à la sécurité
- garantie
- certificats
- caractéristiques techniques
- nomenclature des pièces


contenu de la caisse

Cette contient tous les éléments nécessaires pour utiliser dès à présent l'appareil CAVISLIM. Vérifier, à l'aide de l'illustration ci-après, qu'il ne manque aucun élément.


Support de l'applicateur




Applicateur




Manuel de l'utilisateur



Bloc central



Pédale d'actionnement



DVD



Gel de cavitation




Sérum raffermissant




Clé Allen



4 vis



Cordon de branchement électrique.




Sérum anticellulite



montage de l'appareil Cavislim

Monter d'abord le **support de l'applicateur** sur le **bloc central** de l'appareil. Pour ce faire, poser le **bloc central** sur une table et placer sur sa position le **support de l'applicateur** en introduisant les vis comme indiqué sur la figure ci-après.

Visser solidement les **vis** avec une **clé Allen** jusqu'à ce que ces deux éléments soient parfaitement assemblés.



Caractéristiques principales de Cavislim

CAVISLIM et CAVISLIM EXCEL sont des dispositifs à haute technologie qui permettent d'éliminer de façon sélective et efficace les amas graisseux (cellulite, peau d'orange, etc). La technologie utilisée est celle de l'émission d'ultrasons qui produisent le phénomène physique dénommé cavitation qui élimine les cellules de graisse. Cette technologie aux indéniables résultats est largement utilisée dans les instituts de beauté du monde entier pour éliminer la cellulite, d'une façon indolore et non-invasive.

Caractéristiques du modèle CAVISLIM Réf. YS30

Temps: Programmable de 1 à 15 minutes.

Intensité: Programmable dans 4 niveaux d'intensité (5-10-15-20)

Mode: Programmable dans 4 modes de travail en appuyant sur (P1-P2-P3-P4).

Caractéristiques du modèle CAVISLIM EXCEL Réf. YS50

Temps: Programmable de 1 à 15 minutes.

Intensité: Programmable dans 5 niveaux d'intensité (5-10-15-20-25)

Programmable dans 4 modes de travail en appuyant sur (P1-P2-P3-P4)

Programmable dans 1 mode continu (P5).

Il suffira tout simplement de programmer facilement trois fonctions: l'intensité, le temps et le mode de travail. L'intensité permet de contrôler le niveau de pénétration des ondes sonores dans la peau. Plus l'intensité sera élevée et plus la profondeur atteinte par les ondes sera importante. La fonction temps permet de sélectionner les minutes pendant lesquelles l'utilisateur veut travailler avec CAVISLIM. Par mesure de sécurité, le temps que vous pourrez programmer est de 15 minutes c'est à dire la durée maximale recommandée pour traiter une zone. Cependant, il est possible de réduire ce temps maximum à des intervalles d'une minute. À écoulement du temps sélectionné, CAVISLIM émet un signal sonore et le message "Temps écoulé" s'affiche au display.




CAVISLIM permet également de choisir le mode de travail pour pouvoir ainsi sélectionner l'intervalle de temps pris par les ondes pour arriver sur la peau.

mode d'emploi de Cavislim

Précautions : Avant d'utiliser cet appareil, demandez l'avis de votre médecin. Ce conseil est particulièrement important pour les personnes ayant des problèmes de santé. L'utilisation de cet appareil est déconseillée aux moins de 18 ans. Tenir cet appareil hors de la portée des enfants.

Mise en marche

- **Unir l'applicateur au bloc central.** Pour ce faire, prendre la fiche de l'**applicateur** et l'introduire dans la prise placée sur le **bloc central**, fig. 2.1.
- Ensuite, introduire la fiche de la **pédale d'actionnement** dans la prise placée sur le **bloc central**, fig. 2.2. Avant de brancher au courant, vérifier que toutes les connexions sont parfaitement réalisées.
- Connecter un plot du cordon de branchement électrique au connecteur de l'appareil et branchez l'autre à la prise de courant (220V) fig. 2.3. Placer l'interrupteur de l'appareil sur la position (I) pour le mettre en marche.




Éléments du moniteur

Le moniteur de CAVISLIM comprend: un écran ou display, une led et cinq boutons-poussoirs ou touches.

- Le display affiche les informations relatives à la séance de cavitation.
- La led allumée (lumière verte) indique que l'appareil est en train de fonctionner.
- Fonctions des touches :

- ▲ et ▼ changement du mode de travail **MODE**.
- + y - réglage du temps **TIME** et de l'intensité **INTENSITY**.
- || pause et ► démarrage de la séance.



Séance de cavitation

Les paramètres qui interviennent dans l'exercice sont au nombre de 3:

- **Temps:** mesure en minutes et en secondes la durée de la séance. Possibilité de sélectionner de 1 à 15 minutes (intervalles d'une minute).
- **Intensité:** représente le niveau d'intensité de la séance. Le mod. YS30 permet de sélectionner l'un des niveaux: 5, 10, 15 et 20. Le mod. YS50 permet de sélectionner l'un des niveaux: 5, 10, 15, 20 et 25.
- **Mode de travail:** type d'appuis (fréquence d'émission des impulsions). Le mod. **YS30** permet de sélectionner l'un des niveaux P1, P2, P3 et P4. Le mod. **YS50** permet de sélectionner l'un des niveaux P1, P2, P3, P4 et P5.


Fréquence d'émission des impulsions: P1 très faible.

P2 faible,

P3 élevée,

P4 très élevée,

P5 continue



Démarrage de la séance

Après avoir branché l'appareil et placé l'interrupteur sur la position marche (I) le message ci-après s'affichera au moniteur: **BIENVENIDO (BIENVENUE)**.

Ce mot est affiché pendant 3 secondes à l'issue desquels, les paramètres suivants s'afficheront par défaut:

TIME: 10:00

MODE: P1

INTENSITY: 5

Dès à présent, il sera possible de modifier les paramètres temps et mode de travail pour la séance voulue, en faisant comme indiqué ci-après:

Modification de la durée de la séance.



Dès que vous vous trouverez dans l'écran des paramètres sélectionnés par défaut, il sera possible de modifier la durée de la séance avec les touches: **+** et **-**.


La durée qui apparaît par défaut est 10 minutes cependant il est possible de la modifier par intervalles d'une minute, entre les valeurs 1 et 15.

Modification du mode de travail

Dans ce même écran qui s'affiche par défaut, il est également possible de modifier le mode de travail pour la séance, avec les touches **▲** et **▼**.

La valeur qui s'affiche par défaut est **P1** (fréquence d'émission des impulsions très basse). Cependant, cette valeur peut être modifiée en sélectionnant une des valeurs **P1**, **P2**, **P3** et **P4** (sur le modèle YS30) et **P1**, **P2**, **P3**, **P4** et **P5** (sur le modèle YS50 uniquement).





Modification de l'intensité du massage.

Après avoir sélectionné la durée et le mode de travail, il sera possible de configurer le dernier des paramètres: l'intensité.

Pour ce faire, appuyer sur le bouton ► et après la mise en marché de l'appareil (la lumière verte s'allume au milieu de l'appareil), vous pourrez sélectionner le niveau d'intensité avec les touches + et - .

La valeur de l'intensité affichée par défaut est 5, cependant il est possible de la modifier en sélectionnant l'une des valeurs 5, 10, 15 et 20 (sur le modèle YS30) et 5,10,15,20 et 25 (sur le modèle YS50 uniquement).

Après avoir appuyé sur la touche ► il ne sera plus possible de modifier le paramètre temps.

Finalement, saisissez bien l'applicateur et appuyez sur la pédale pour démarrer la séance de cavitation.

En appuyant sur la pédale, vous pourrez constater que le temps diminue à l'écran et que l'émission d'impulsions de l'applicateur commence. Placer l'applicateur sur la zone à traiter et masser comme indiqué dans le DVD ou dans les "modes d'application".


Si vous souhaitez faire une pause, il suffira de relâcher la pédale ce qui entraînera l'arrêt immédiat de l'émission d'impulsions.

Quand le compteur de temps atteindra **0:00**, l'appareil s'arrêtera et émettra une série de signaux sonores pour vous informer que la séance sélectionnée est terminée. Le moniteur affichera le message ci-après:

TEMPS ÉCOULÉ, APPUYEZ SUR UNE TOUCHE POUR COMMENCER (TIEMPO AGOTADO PULSE UNA TECLA PARA COMENZAR)

En appuyant sur une touche quelconque de l'appareil, l'écran retournera sur sa configuration par défaut:

TIME: 10:00
MODE: P1
INTENSITY: 5



chapitre 3

modes d'application de Cavislim

Appliquez toujours une quantité généreuse de gel sur la zone à traiter et commencer à la travailler en faisant glisser l'applicateur, lentement et sans appuyer, comme indiqué sur les schémas.


Le gel et nos crèmes de préparation sont en vente dans l'établissement où vous avez acheté l'appareil CAVISLIM

Chacun des appareils ci-après dispose d'un tableau contenant les protocoles d'utilisation et il incombe à chaque utilisateur de déterminer le niveau dans lequel il se trouve:

- A** Grande accumulation de graisse à densité élevée.
- B** Grande accumulation de graisse à densité moyenne.
- C** Accumulation moyenne de graisse à densité moyenne.
- D** Petite accumulation de graisse.
- E** Peau d'orange.
- F** Séance d'entretien.

abdomen

Rappel : ne pas appliquer CAVISLIM sur le nombril, les seins ni la zone thoracique.




Faire glisser l'applicateur lentement et sans appuyer. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'appliquer CAVISLIM en combinant les différentes techniques de massage (spirale, longitudinal, circulaire) au cours de différentes séances. Pour que l'application de CAVISLIM soit plus confortable, il est conseillé de s'allonger.

Nivel	YS50		YS30		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	3	10	3	10	10'
B	3	10	3	10	10'
C	3	10	3	10	7'
D	2	10	2	10	7'
E	2	10	2	10	7'
F	2	10	2	10	7'

flancs

FR

Appliquer le gel sur la zone à travailler avec CAVISLIM




Le massage circulaire et le massage longitudinale sont à appliquer de haut en bas comme indiqué sur les illustrations. Il est important de respecter le sens du massage car cela favorise le drainage.

Nivel	YS50		YS30		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	4	15	4	15	10'
B	3	10	3	10	10'
C	2	10	2	10	7'
D	1	5	1	5	7'
E	1	5	1	5	5'
F	2	5	2	5	5'

hanches

Appliquez le gel sur la zone à travailler avec CAVISLIM




Le massage circulaire ainsi que le massage longitudinal sont à appliquer de bas en haut comme indiqué sur les illustrations. Pendant le traitement, insister sur la zone présentant le plus d'amas graisseux.

Nivel	YS50		YS30		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	3	10	3	10	7'
B	2	10	2	10	7'
C	2	5	2	5	7'
D	1	5	1	5	5'
E	1	5	1	5	5'
F	1	5	1	5	5'

fesses

Appliquez le gel sur la zone à travailler avec CAVISLIM




Le massage longitudinal et le massage circulaire sont à réaliser dans le sens des flèches, comme indiqué dans les illustrations.

Nivel	YS50		YS30		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	5	25	4	20	10'
B	5	15	4	15	7'
C	4	20	4	20	7'
D	3	15	3	15	7'
E	2	15	2	15	10'
F	3	15	3	15	10'

Intérieur de la cuisse


Rappel : ne pas appliquer CAVISLIM du genou vers le pied étant donné que cette zone ne présente pas d'importants amas graisseux.



Le massage longitudinal ainsi que le massage circulaire sont à réaliser de bas en haut, comme indiqué sur les illustrations. L'application de ces simples conseils vous permettra d'obtenir de meilleurs résultats.

Nivel	YS50		YS30		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	3	10	3	10	10'
B	3	10	3	10	10'
C	3	10	3	10	7'
D	2	10	2	10	7'
E	2	10	2	10	7'
F	2	10	2	10	7'

Intérieur du genou




Sur cette zone, il faudra appliquer un léger massage circulaire, comme indiqué sur l'illustration.

Nivel	YS50		YS30		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	3	5	3	5	10'
B	3	5	3	5	10'
C	3	5	3	5	7'
D	2	5	2	5	7'
E	2	5	2	5	7'
F	2	5	2	5	7'

Rappel: Ne pas appliquer CAVISLIM sur les articulations du genou. Appliquez le gel sur la zone à travailler avec CAVISLIM.

bras



Pour améliorer l'efficacité du traitement, appliquez une quantité généreuse de gel sur la zone à travailler. Sur cette zone, le massage est à appliquer dans le sens du corps, comme indiqué sur l'illustration.

Nivel	YS50		YS30		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	2	5	2	5	7'
B	2	5	2	5	5'
C	1	5	1	5	5'
D	1	5	1	5	3'
E	1	5	1	5	3'
F	1	5	1	5	5'

Rappel: ne jamais appliquer CAVISLIM sur la zone des mains, de l'avant-bras ni des articulations.

chapitre 4

Conseils pour une bonne et sure application de Cavislim

Pour une bonne et sure application de Cavislim, il faudra respecter les temps d'application indiqués ci-après:

Par zone de travail:

15 minutes maximum.

La "zone de travail" est chacune des parties du corps sur lesquelles il est possible d'appliquer CAVISLIM. Les différentes zones de travail sont: les bras, l'abdomen, les hanches, l'intérieur des cuisses et l'intérieur du genou.

Exemple : au cours d'une même séance, il sera possible d'appliquer Cavislim 15 minutes sur les flancs et 15 minutes sur les bras. Cependant, il ne faudra JAMAIS réaliser dans une même journée une séance de 30 minutes d'appliquer uniquement sur les flancs.

• **Par séance:**

30 minutes maximum:

La séance est l'application de CAVISLIM dans une même journée sur 2 zones de travail différentes (maximum de 15 minutes par zone).

• **Entre séances:**

Minimum de 72 heures.

La définition "entre séances" est le temps qui doit s'écouler entre chacune des séances.

Exemple : au cours d'une semaine, la planification des séances (nombre maximum) serait : lundi, jeudi et dimanche.

• **Toutes les 20 séances:**

Il faudra faire une pause de 3 semaines.

À l'issue de cette période, il sera possible de répéter entièrement le premier traitement ou bien de commencer le traitement d'entretien.

• **Séances d'entretien:**

Ce traitement dépend de chaque personne cependant une séance par mois semble suffisante.

questions fréquentes à propos de Cavislim

Qu'est ce que la cavitation?

La cavitation est une technique non invasive (sans chirurgie) pour modeler le corps qui réduit le volume en éliminant la cellulite et les amas graisseux de l'abdomen, des hanches, des flancs, des bras, de la face interne des cuisses et des genoux.

Quels sont les avantages de cette méthode par rapport aux autres?

Le principal avantage est qu'il est possible de choisir les zones précises du corps que nous voulons traiter. Il s'agit en fait d'une technologie qui permet d'éliminer la cellulite de façon sélective.

La cavitation est-elle douloureuse?

L'utilisation de CAVISLIM est complètement indolore.

Le faible bourdonnement des oreilles perçu pendant l'utilisation de CAVISLIM est-il normal?

Oui, parfois certains utilisateurs perçoivent un léger bourdonnement d'oreilles au cours de l'application.

Peut-on l'utiliser sur toutes les parties du corps?

Non, il ne peut pas être appliqué sur toutes les parties du corps. Il ne faut surtout pas l'appliquer sur la tête, le visage, le cou, les seins, la zone thoracique, le nombril, les avants-bras, les articulations, les organes génitaux, le dos, les chevilles et les ganglions.

CAVISLIM fait-il perdre du poids ou du volume?

CAVISLIM élimine les amas graisseux donc du poids et cette élimination entraîne une perte de volume de notre corps.

CAVISLIM est-il efficace pour éliminer la peau d'orange?

Oui CAVISLIM est très efficace pour éliminer la peau d'orange puisque les cellules adipeuses qui stockent la graisse sont éliminées.

CAVISLIM permet-il d'éliminer les rides?

Non, CAVISLIM n'est pas une méthode créée pour effacer les rides.

Peut-on utiliser CAVISLIM sur le visage ?

Non, il ne faut surtout pas utiliser CAVISLIM sur le visage ni sur les yeux.

Combien de séances sont-elles nécessaires pour voir les résultats ?

Généralement, on observe des résultats après les cinq premières séances, cependant les résultats varient d'un sujet à l'autre.

Combien de jours faut-il attendre entre chaque séance ?

Il est recommandé d'attendre 72 heures entre chaque séance.

La cellulite réapparaît-elle après avoir utilisé CAVISLIM ?

Bien que CAVISLIM assure l'efficacité et la durabilité au fil du temps, nous ne pouvons pas toutefois garantir la non réapparition de la cellulite. Pour

éviter que la cellulite réapparaisse il est recommandé de suivre une alimentation équilibrée, de faire de l'exercice physique et des séances d'entretien avec CAVISLIM.

CAVISUM provoque-t-il des effets secondaires?

Si vous êtes en bonne santé, CAVISLIM n'entraîne aucun effet secondaire, cependant chez certaines personnes, la peau peut rougir légèrement. Cette rougeur disparaît dans les 2 heures qui suivent l'application.

Quelles sont les applications du gel anti-cellulite et du gel raffermissant?

Quand faut-il les utiliser?

1. Gel anti-cellulite: Ce gel contient des principes actifs qui favorisent l'élimination de la cellulite.

2. Gel raffermissant: Ce gel contient des principes actifs qui raffermissent la zone traitée.

Mode d'application: Les premiers jours du traitement, appliquer le gel anti-cellulite et les derniers jours du traitement, appliquer le gel raffermissant. Ces gels sont à appliquer avant le gel de cavitation. Le mode d'application est le même que celui d'un sérum quelconque. Ces produits s'absorbent parfaitement bien. Ensuite, appliquer le gel de cavitation pour commencer la séance.

Faut-il associer l'utilisation de CAVISLIM avec une alimentation particulière?

Non, il n'est pas nécessaire de suivre une alimentation spéciale, cependant il est vivement recommandé de suivre une alimentation équilibrée et de s'hydrater comme il se doit.

Quelle quantité d'eau faut-il boire?

Il faut obligatoirement s'hydrater 2 heures avant l'application de CAVISLIM. Il est également conseillé de le faire à l'issue de la séance. Il est recommandé de boire au moins 2 litres d'eau au cours de ces séances car cela favorise l'élimination des toxines.

Faut-il associer CAVISLIM avec la pratique du sport?

Cela n'est pas obligatoirement nécessaire cependant la pratique pendant au moins 30 minutes d'une quelconque activité physique potentialise les résultats puisque cela favorise le drainage des liquides.

Quelles sont les activités sportives qui se combinent le mieux avec CAVISLIM?

Grâce à ses qualités tonifiantes et drainantes, la plate-forme vibrante est le complément idéal, toutefois, si vous ne disposez pas de cet appareil, une promenade à pied, le vélo statique, la natation ou un autre exercice aérobic effectué pendant 30 minutes au moins sont une aide excellente.

Comment potentialiser les effets de CAVISLIM?

En suivant une alimentation équilibrée et en faisant du sport habituellement. En outre, les massages de drainages potentialisent également les effets de cette méthode.

Peut-on utiliser CAVISLIM sans appliquer de gel?

Absolument pas, le gel est l'agent conducteur des ultrasons vers le corps. Sans le gel, l'application de CAVISLIM perd son efficacité et l'appareil risque de se voir sérieusement endommagé.

Peut-on utiliser un gel quelconque?

Nous recommandons d'utiliser uniquement le gel TECNOVITA by BH car l'emploi d'un autre type de gel risquerait d'endommager l'appareil.

Dans quels cas CAVISLIM est contre-indiqué?

- les femmes enceintes ou qui pensent l'être.
- pendant les périodes d'allaitement.
- traitements pour la fertilité.
- cardiopathies de tous types.
- problèmes dermatologiques.
- ostéoporose.
- fibromyalgie.
- tumeurs malignes.
- hypertension.
- taux de cholestérol élevé.
- diabète
- insuffisance rénale.
- insuffisances physiques.
- implants métalliques et prothèses.
- malformations physiques.
- épilepsie.
- traitement prolongé aux médicaments: anti-inflammatoires, anticoagulants, antibiotiques et antihistaminiques.
- dépression.
- traitement psychiatrique ou psychologique.
- problèmes hépatiques (foie gras), etc.
- côlon irritable.

Puis-je utiliser CAVISLIM si je suis enceinte?

Vous ne devez surtout pas utiliser CAVISLIM si vous êtes enceinte ou si vous croyez l'être.

Puis-je utiliser CAVISLIM pendant l'allaitement?

Non, CAVISLIM ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

Puis-je appliquer CAVISLIM sur les seins?

Non, il ne faut jamais l'appliquer sur les seins.

Puis-je utiliser CAVISLIM pendant la menstruation?

Il est déconseillé de l'appliquer sur la zone abdominale pendant la menstruation car cela risquerait d'augmenter le saignement, cependant, il est possible de l'appliquer sur d'autres zones.

Puis-je utiliser CAVISLIM si je porte un diaphragme contraceptif?

Oui.

L'utilisation du CAVISLIM peut-il répercuter sur mon taux de cholestérol?

L'utilisation du CAVISLIM peut augmenter votre taux de cholestérol.

Les personnes atteintes de maladies de la peau peuvent-elles utiliser CAVISLIM?

Non, les personnes atteintes d'une quelconque maladie de la peau ne doivent pas utiliser l'appareil. Consultez votre médecin.

Puis-je utiliser CAVISLIM si je porte des implants auditifs?

Non, vous ne pouvez pas l'utiliser si vous portez des implants.

Puis-je utiliser CAVISLIM dans le bain ou sous la douche?

Absolument pas, l'applicateur et l'appareil ne doivent surtout pas toucher l'eau car un choc électrique se produirait.

Comment nettoyer CAVISLIM et l'applicateur?

Pour nettoyer le CAVISLIM ou l'applicateur, ne pas les immerger dans l'eau. Utiliser un chiffon légèrement humecté d'eau.

chapitre 6

informations importantes relatives à la sécurité

Cet appareil dispose d'un cordon de branchement avec conducteur de terre et une prise de terre. En cas de fonctionnement défectueux ou de panne, la connexion à la terre fournit un parcours moins résistant pour le courant électrique et réduit le risque de chocs électriques.

DANGER ! Un raccordement défectueux du conducteur de l'appareil à la terre peut entraîner des risques de chocs électriques.

Ne modifier surtout pas la prise de l'appareil. Si la fiche ne concorde pas avec la prise électrique, demandez à un électricien d'installer une prise adaptée pour ce faire.

Cet appareil est à utiliser sur une ligne de 220-240 volts et il est équipé d'une fiche de terre comme celle indiquée sur la fig. 5.1 L'utilisateur est tenu de suivre ces conseils:

1. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
2. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon de branchement est endommagé ou usé.
3. Tenir le cordon de branchement à l'écart des surfaces chaudes.
4. Ne pas utiliser l'appareil en plein air.
5. Pour débrancher l'appareil, placez l'interrupteur sur la position «0» et retirez la fiche de la prise de courant.

Protection

Ce modèle est équipé d'une protection électronique d'arrêt automatique pour garantir une bonne conservation des circuits électroniques et électriques.

Cette protection s'enclenche (fusible) dès que l'appareil est soumis à un effort ou à une surchauffe, auquel cas, il faudra :

1. Débrancher l'appareil de la prise de courant.
2. Placer l'interrupteur (L) qui se trouve sur l'habillage, sur la position «0» (OFF) fig. 5.2.
3. Remplacer le fusible (C) (1 Amp).
4. Branchez l'appareil à une prise avec mise à la TERRE. Placer l'interrupteur (L) sur la position «1» (ON) fig. 5.2




fig. 5.1




fig. 5.2

Nous vous invitons à lire attentivement ce chapitre pour connaître exactement la garantie qu'offre le fabricant ainsi que vos responsabilités en qualité de propriétaire de l'appareil.

GARANTIE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

EXERCYCLE, S.L., vous remercie d'avoir acheté ce produit et de la confiance que vous nous témoignez. Tous nos produits font l'objet de rigoureux contrôles de qualité, cependant, si un problème quelconque se présente au cours de la période de garantie, nous vous prions de lire attentivement les conditions de la garantie et de vous adresser au distributeur officiel de votre région. Ce certificat de garantie a été rédigé conformément aux dispositions de la Directive 1999/44/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 mai 1999 relative à des aspects déterminés de la vente et de la garantie des biens de consommation, incluse dans le droit espagnol en vertu de la Loi 23/2003 du 10 juillet sur les garanties dans la vente des biens de consommation. En ce sens, EXERCYCLE, S.L., titulaire du NIF B-01029032 dont le siège social est à Vitoria, calle Zurrupitieta, 22, garantit ce produit conformément aux termes et conditions ci-après:

1. PÉRIODE DE GARANTIE

Le produit faisant l'objet de ce certificat est garanti DEUX (2) ANS à compter de la livraison du produit, c'est à dire à compter de la date indiquée sur le ticket de caisse, sur la facture d'achat ou sur le bordereau de livraison correspondant, si cette livraison est ultérieure. Toute réclamation doit être obligatoirement accompagnée par le justificatif d'achat. Les conditions de la garantie peuvent changer d'un pays à l'autre. La période de garantie indiquée n'est applicable que dans les pays d'Europe.

2. DROITS COUVERTS PAR LA GARANTIE :

- Réparation ou remplacement de l'appareil qui, le cas échéant, est à réaliser dans un délai raisonnable et sans que cela provoque des inconvénients chez le consommateur étant donné la nature de l'appareil et l'utilisation réservée par le consommateur.
- Il est fait exception des cas où la réparation ou le remplacement entraîneront pour le vendeur des frais non raisonnables par rapport à d'autres façons de résoudre le problème et à condition que celles-ci ne portent pas préjudice au consommateur.
- La main-d'œuvre, le déplacement et les pièces concernant les réparations seront gratuits.
- En cas de réparation ou de remplacement d'un appareil par un appareil neuf, le délai de garantie sera suspendu temporairement jusqu'à la livraison de l'appareil neuf qui bénéficiera d'une garantie d'au moins 6 mois, cependant cela ne donnera lieu en aucun cas au démarrage d'une nouvelle période de 2 ans de garantie.
- En outre, une (i) réduction du prix sera accordée ou la (ii) commande sera annulée, selon décision du client, si la réparation ou le remplacement n'a pas été

réalisé dans le délai raisonnable requis et sans présenter d'inconvénients pour le client. La (i) réduction du prix sera proportionnelle à la différence existant entre le prix que le bien aurait eu à la date de livraison si l'appareil avait été en conformité avec la commande et le prix que le bien effectivement servi avait à la date de ladite livraison. La (ii) commande ne sera pas annulée si le motif de non-conformité est d'une importance insignifiante.

3. LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Les défauts découlant d'une utilisation autre que celle indiquée dans le Manuel de l'Utilisateur.
- L'utilisation à titre professionnel ou la location à titre commercial du produit.
- Une installation défectueuse, un mauvais montage ou la cassure de pièces due à un mauvais montage (voir le Manuel de l'Utilisateur où sont indiqués les conseils d'installation et d'utilisation de l'appareil).
- L'utilisation inadéquate de l'appareil (utilisation sans appliquer le gel, dépassement des temps d'utilisation, exposer trop longtemps l'appareil à l'humidité, etc) ou problèmes dus au manque d'entretien (encrassement sur une partie de l'appareil ou de ses accessoires, etc). (voir le Manuel de l'Utilisateur où sont indiqués les conseils d'installation et d'utilisation du produit).
- Réparations réalisées par un personnel non autorisé pour ce faire par EXERCYCLE, S.L. ou appareils ouverts ou manipulés par des personnes non autorisées pour ce faire par le fabricant.
- Différences par rapport au produit standard comme de légères vibrations ou cassures de pièces ne répercutant pas dans le fonctionnement de l'appareil ou non provoquées par un défaut de fabrication.
- Rayures, éraflures, abrasions, coupes, chutes, etc, dus à un soin défectueux de l'appareil.
- Défauts sur l'appareil dus à des dommages au cours du transport.

4. VOIES DE RÉCLAMATION

- Toute réclamation pour non-conformité prescrit dans les trois ans à compter de la date de livraison du bien.
- Le client est tenu de signaler le défaut dans les 2 mois qui suivent la détection dudit défaut.
- Cette garantie ne concerne pas les autres droits légaux du consommateur accordés par la loi en vigueur et elle est incompatible avec l'exercice d'autres actions prises en cas de vices cachés.
- Toutes les éventuelles questions au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la présente garantie seront traitées selon la loi nationale applicable. Tout différend quant à l'interprétation, la validité et l'exécution de cette commande, sera tranché par les tribunaux de la ville de Vitoria.

certificats

Par l'intermédiaire du présent document, Exercycle S.L. déclare que ce produit répond aux conditions essentielles et à toutes les dispositions applicables ou exigibles des Directives 2004/108/CE et 2006/95/CE.

nomenclature des pièces


1 Pédale d'actionnement



2 Applicateur



3 Support d'applicateur



16 Cordon de branchement



G01 Bloc central



Commande de pièces détachées :

Modèle de la machine	N° de la pièce	Nombre
----------------------	----------------	--------

Exemple:

YS30	16	1
------	----	---

caractéristiques techniques

Poids: 7 kg

Dimensions : Longueur x largeur x hauteur : 34 x 38 x 13 cm

Ultrasons : 40 KHz

Puissance de sortie : 5 à 25 watts (selon programme)

Source d'alimentation : Tension: AC 220 V/ Fréquence : 50 hz

Date of purchase / Date d'achat

Place of purchase / Centre de distribution

Buyer / Acheteur

Stamp of the distributor / Tampon du distributeur

Tecnovita
by **BH**

Please keep your receipt as proof of purchase
Veuillez conserver la facture pour justifier votre achat.

BH Fitness UK

Tel: +44 0844 335 3988

AFTER SALES - UK

e-mail: service@bh-uk.co.uk

BH Fitness France

Zac de Mayonnabe • 1 allée Latecoère • 64200 BIARRITZ

Tel.: +33 05 59 42 04 71 • Fax.: +33 01 42 96 68 51 • bhfrance@bhfitness.com

SAV FRANCE

Tél: +33 0810 000 301 • Fax: +33 0810 00 290 • e-mail: savfrance@bhfitness.com

www.tecnovita.eu